

## 8-D 収縮期血圧と脈拍限度値

収縮期血圧が右以下の場合、橈骨動脈は消失する	<b>79</b>
収縮期血圧を右の間に設定すると橈骨動脈の脈拍が弱くなる	80-87
収縮期血圧が右の値と等しいかそれ以上であれば、橈骨動脈脈は正常	88
収縮期血圧が右の値と等しいかそれ以下の場合、上腕動脈は消失する	79
収縮期血圧を右の間に設定すると上腕動脈の脈拍が弱くなる	80-87
収縮期血圧が右の値と等しいかそれ以上であれば、上腕動脈脈は正常	88
収縮期血圧が右以下の場合、頸動脈は消失する	59
収縮期血圧を右の値の間（又は同じ）に設定すると頸動脈の脈拍が弱くなる	60-69
収縮期血圧が右の値と等しいかそれ以上であれば、頸動脈は正常	70