

QCPR アプリ 取扱説明書




ダウンロード & 登録

1. スマートフォンあるいはタブレットを使って「QCPR」アプリをダウンロードします。（無料）

※ このアプリは、iPhoneなどiOSとアンドロイド両方のデバイスで使用できます。

2. ダウンロードしたアプリを開きます。

「“QCPR”がBluetoothの使用を求めています」とポップアップが表示後「OK」を押します。



アカウント登録

インストラクターモード

- 1台のスマートフォンで複数のマネキンに接続する場合に登録します。
メールアドレス、名前、パスワードの登録が必要になります。

学習者モード

- 1台のスマートフォンで1台のマネキンに接続する場合に登録します。
メールアドレス、名前、パスワードの登録は不要です。
「学習者です」を押して、ガイドに従ってマネキンと接続してください。

初めて登録する場合

既にアカウントをお持ちの場合

QCPR へようこそ。

高品質のフィードバックを提供するアプリです！

あなたはインストラクターですか？



無料で登録して、より多くの機能をご利用ください。

はじめに

アカウントがあります

あなたは学習者ですか？



続行して、個別のフィードバックを得る

学習者です

インストラクターモード アカウント登録



<

登録して続行

すべての設定が保存されている Laerdal アカウントを作成します。

メールアドレス

次へ

過去にアカウントなしで QCPR を使用したことがある場合は、アカウントを作成する必要があります。

メールアドレスを入力して「次へ」を押す

プロフィールを作成

XXXXXXXX@yahoo.co.jp


Laerdal のすべての製品とサービスにアクセスするには、情報を登録してください。

名

姓

次へ

名前を入力して「次へ」を押す



<

新しいパスワードを設定

XXXXXXXX@yahoo.co.jp

パスワード

✓ 良い - 文字数を増やして

「アカウントの作成」を選択すると、ここで送信された個人情報がアカウント管理のために使用されます。詳細については、[プライバシーに関する](#)

アカウントを作成

パスワードを入力して「アカウントを作成」を押す

インストラクターモード アカウント登録



受信箱を確認

6桁の確認コードをに送信しました

XXXXXXXX@yahoo.co.jp

コード

続行

[コードを再送信](#)

メールアドレスへ送られてきたコードを入力して「続行」を押す

三 トレーニング

トレーニングモード



CPR



幼児の窒息



CPR ゲーム

登録が完了し、メイン画面が表示されます



学習者モード

Q CPR へようこそ。

高品質のフィードバックを提供するアプリです！

あなたはインストラクターですか？



無料で登録して、より多くの機能をご利用ください。

はじめに

アカウントがあります

あなたは学習者ですか？



続行して、個別のフィードバックを得る

学習者です

タップ

Q CPR 受講者

終了

マネキンの電源を入れます

クリックが聞こえるまで深く圧迫します。



または、サイドボタンを押します。



電源を入れると、マネキンから音(ビープ音または鳴き声)が発生します。


マネキンの電源を入れて
タップ

マネキンの電源を入れました

Q CPR 受講者

終了

接続先



09

マネキンを圧縮して、自分のものであることを確認します。ここにフィードバックが表示されます。

これは私のマネキンではありません

マネキンに接続されたことを
確認後、「続行」をタップ

続行

学習者モード

< QCPR 受講者

終了

トレーニングを選択



胸骨圧迫のみ



CPR

トレーニングモードを選択し、「続行」をタップ

続行



< トレーニング

🔊

🕒 09



圧迫:



換気



トレーニング時間を選択して「セッション開始」




🕒 02:00

セッション開始

インストラクターモード



新機能

-  **ガイドラインサポート**
地域のCPRの推奨事項に従ってトレーニングします。
-  **デバイスの管理**
マネキンを最新のファームウェアで最新の状態に保ちます。
-  **詳細な結果**
改善された各学習者の詳細な結果をアプリで取得しましょう。

続行

タップ

トレーニング


トレーニングモード



トレーニングモードを選択

＜ トレーニング

トレーニングが選択されました



マネキン

① マネキンの接続方法


- 09
リトル アン QCPR
- 03
リトル アン QCPR

マネキン検索中...

マネキンをタップして接続し、「続行」

↓ マークが表示された際はこれをタップしてファームウェアの更新を行ってください

インストラクターモード



接続したマネキンを同時に表示します
(最大6台まで)
トレーニングモードと時間を選択し、
「セッション開始」

インストラクターモード

CPRゲームモードの注意点



マネキンをタップし「続行」
接続したマネキン（救急車）を同時に
表示します（最大6台まで）



トレーニングモードと時間を選択し、
「レースしましょう」をタップする。
胸骨圧迫のみでゲームを行う際は
「圧迫のみ」を選択してください。



Laerdal
helping save lives