

SkillGuide

Manual del usuario

Español



Laerdal

helping save lives

SkillGuide

SkillGuide es un dispositivo de información diseñado para proporcionar información sumativa sobre el rendimiento RCP.



www.laerdal.com




Elementos incluidos

SkillGuide y Guía del usuario.




Conectar

Conecte SkillGuide al maniquí.




Encender

Encienda el maniquí para activar SkillGuide.




Iniciar

El temporizador de sesión comienza cuando se inicia la RCP y se detiene cuando cambia a modo de informe. Mantenga presionado el botón un segundo para reiniciar.




Cambiar entre modos

Pulse el botón para cambiar entre modos.




Modo de información

En el modo de información, los indicadores LED muestran la información de compresión en tiempo real. El tiempo de la sesión y la incorrecta colocación de las manos (si están presentes) se muestran en la pantalla.




Modo de información

Medidor de profundidad



Medidor de ritmo de compresión




Modo ciego

En modo ciego, no se muestra la información de compresión, solo el temporizador de sesiones.



Modo de informe

En el modo de informe, los LED y la pantalla muestran un resumen de rendimiento de la sesión.



Modo de informe

Puntuación de compresión

Puntuación total sobre compresiones para la sesión. Los factores utilizados para calcular la puntuación son la profundidad, el ritmo y la liberación de la compresión, y la colocación de las manos.

En modo de informe, las luces del indicador muestran los errores relevantes de profundidad, ritmo y liberación para la sesión. El error más significativo parpadea.

RELEASE



DEPTH



RATE

Modo de informe

Posición de las manos

El símbolo de corazón si la posición de las manos es correcta.



Colocación
correcta
de las manos



Colocación
incorrecta
de las manos


Modo de informe

Puntuación de ventilación

Una puntuación total sobre ventilaciones. Los factores utilizados para calcular la puntuación son el volumen y el ritmo de ventilación.

Volumen de ventilación

El error más significativo (si existe) se muestra en una corta animación.



Modo de informe



Temporizador de sesión

Mide la duración desde la primera compresión o ventilación hasta que se detenga la sesión. Puede detener una sesión cambiando al modo de informe.



Fracción de compresión

Porcentaje del tiempo de la sesión en que se administraron compresiones.



Para obtener más información sobre los cálculos de puntuaciones, visite www.laerdal.com

SkillGuide

Información importante del producto



Laerdal
helping save lives

Especificaciones ambientales

Temperatura y humedad

Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a +40 °C, humedad <95% H.R. sin condensación.

Rango de temperatura de envío y almacenamiento: -15 °C a +50 °C

Resistencia a la entrada de agua y polvo

Entrada de objetos extraños sólidos: clase IP3X según IEC60529.

Entrada de agua: clase IPX2 según IEC60529.

Agua y humedad

No utilice este dispositivo bajo el agua o cerca de esta. No utilice el producto con las manos mojadas.

Limpieza

Desconecte SkillGuide del maniquí antes de limpiarlo o pulirlo. No utilice limpiadores líquidos o en forma de aerosol. Utilice un paño sin pelusa humedecido en agua para limpiar el exterior.

Mantenimiento

No intente desensamblar o realizar el mantenimiento de SkillGuide. El desensamblaje y el mantenimiento solo debe ser realizado por personal de servicio cualificado.



Declaración de cumplimiento CE

Por el presente documento, Laerdal Medical declara que, al llevar la marca CE, el producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva del Consejo 2004/108/EC relativa a la compatibilidad electromagnética (CEM) y la Directiva del Consejo 2011/65/UE sobre restricciones en el uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).



RAEE

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este aparato está marcado de acuerdo a la directiva europea 2012/19/UE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que este producto se desecha de la forma adecuada, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente derivadas de una gestión inadecuada de los residuos con relación a este producto. El símbolo que aparece en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que este aparato no se puede tratar como un residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al centro de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El desecho se debe realizar de acuerdo a las regulaciones medioambientales locales relativas al desecho de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, los servicios de desechos domésticos o el representante de Laerdal.

FCC Statement (applies only to USA)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC rules.

GARANTÍA LIMITADA

Consulte la declaración de garantía internacional de Laerdal y para obtener más información visite: www.laerdal.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

