

レサシアン シミュレータ用 ワイヤレススキルレポータ 簡易マニュアル SERVICES SUMMAN Thin, and si thin, the share the start the same sta think differently.









ソフトウェアのインストール

付属のCD-ROMをPCに入れると自動的にインストールが開始されます。 自動で開始されない場合、CD内の「SetupResusciAnneWirelessSkillReporter.exe」をダブルクリックしてください。

👷 Resusci Anne Wireless SkillReporter	👷 Resusci Anne Wireless SkillReporter	波 Resusci Anne Wireless SkillReporter	🗶 Resusci Anne Wireless SkillReporter				
Welcome to the Resusci Anne Wireless SkillReporter Setup Wizard	License Agreement	Select Installation Folder	Confirm Installation				
The installer will guide you through the steps required to install Resusci Anne Wireless SkillReporter on your computer.	Please take a moment to read the licence agreement now. If you accept the terms below, click '1 Agree'; then "Next". Otherwise click. "Cancet".	The installer will install Resusci Anne Wireless SkillReporter to the following folder. To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Brows	The installer is ready to install Resusci Anne Wireless ShillRepoter on your computer. Click "Next" to start the installation.				
	LICENSE AGREEMENT FOR SOFTWARE	Eolder:					
	IMPORTANT - READ CAREFULLY: This License Agreement ("License") is a legal and non-exclusive	Disk.Cost.					
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties.	agreement between you (either an individual or a legal entity) and Laerdal Medical AS ("Laerdal") for the software product Resusci Anne Wireless	Install Resusci Anne Wreless SkilReporter for yourself, or for anyone who uses this compute					
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.	SkillReporter, comprised of computer software and associated media and printed materials, which may also include "online" or electronic	Eveyone					
	I Do Not Agree	O Just me					
Cancel Specie Next >	Cancel (Back Next)	Cancel (gack Next)	Cancel Gack Net>				
Resusci Anne Wireless SkillReporter	Resusci Anne Wireless SkillReporter	Nesusci Anne Wireless SkilReporter					
Installing Resusci Anne Wireless SkillReporter	Adobe Flash Player as GUI for F Wireless SkillReporter	esusci Anne Solaria Installation Complete	5				
Resusci Anne Wireless SkilReporter is being installed.	The application uses Adobe Flash Player for the graph installation dialog will appear after the installation. Plear	al user interface (GUI). A Flash Player follow the inituctions shown. If you	successfully installed.				
Please wait	already have Adobe Flash Player 11 installed on your m	chine, then exit the installation dialog. Click "Cloce" to exit.					
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framework.							
Cancel	Cancel	Beck Next >	Cancel < Back Dose				
			Re Laerdal Medical Resusci Anne Wireless SkillReporter S				
		Adobe Flash Player 11 ActiveX	Completed				
順に「Next」をクリックし	ノ進めてください。	Please wait while Windows configures Adobe Flash Player 11 ActiveX	Show details				
必要に心し (Adobe I	Flash Player200						
アプリケーションもインス	トールされます。						
			anth				
			Cancel Nullsoft Install System V2.46 < Back Cose South States Sta				
			implement efficiently				
			The Incentration				





初回起動時にライセンスのアクティベートが必要となります。自動的に「Laerdal License Manager」 というアプリケーションが起動しますので、インターネットに接続した状態で下記の手順を実施してください。

1. 「License check failed……」の表示画面はOKで閉じて結構です。 License Manager画面右下の「Activate」をクリックします。



2. ライセンスキーを欄に入力し、インターネットに接続している状態で「Proceed」をクリック



レサシアン シミュレータに附属しているCD-ROMの封筒に、 ライセンスが3つ書かれたラベルが貼られています。

3. 確認画面でOKをクリックするとアクティベートが完了します。「Close」でLicense Managerを閉じます。











SimLinkへの接続: 手順② 接続をオンにする

こちらはお使いになるときに毎回行ってください

1. PC画面右下の、ネットワーク接続表示のアイコンをクリックします。



2. 出てきた画面で「SimLink」を選択し、「接続」をクリックします。



3. しばらく待った後、画面がこのように変わればOKです。





ソフトウェアの起動、シミュレータの検知



1. デスクトップのアイコンをダブルクリックして プログラムを起動します。

プログラムの起動前に、あらかじめ下記の接続をしておきます

 1)有線の場合 LANケーブルでPCとシミュレータ(リンクボックス)を接続
 2)無線の場合 ネットワーク[SimLink]に接続

※SimLinkへの接続方法は別ページの説明をご覧ください。

2. 起動後、接続可能なシミュレータの検索が自動的に始まります。



3. 「・・manikin found」というメッセージが出たら、 「OK」をクリックすると使用開始できます。











練習モード(practice)





テストの開始







結果の保存・閲覧

名前を半角英数で入力し、OKをクリックすると保存されます。

		R	Results - Classroom Mode		
Type your name to log results:			Search	Name \$	Date 🔶 Time Score 🕈
Name: Nakamura	Cancel	1	Name Date rrvr en eo From: 2013 0 0 0 12 20 Score From: 0 0 To: To: 100 0		2013.06.28 12.18 91%
Name 🌩	Date 🜲	Q	CPR Score 🔶		Egort Pristraula New test. Prestee
* Nakamura	2013.06.28	12:19	91%	ore Compressions	14 (A. DA VII) MARINA - AMAR
結果を後から閲覧するには、見たいセッションの行 ^え すると評価画面が開きます。	をマウスクリック	1	Advanced CPR Mean Not-flow Timeline	Adequaze depth:	UK Hear depth: 52 mm OK nard pointo: 190 Max depth: 52 mm OK nard pointo: 96 %. Max depth: 13 cpm Connectly released: 99 %. Total wenditations: 10 Max volume: 573 ml
個別のデータは、マイドキュメントに作られた 「ResusciAnneWirelessSkillReporter」フォルダ内に ファイル名は「Nakamura_28062013_1219.xml」な このファイルはXML形式となっており、現時点ではワイヤレン でしか閲覧できませんのでご了承ください。	保存されていま などです。 ススキルレポーク	ます。 タ上		Ne	for one factor of the second s
					Back Practice Price Reads Deletes result

Settings



結果の印刷・エクスポート

成績一覧の印刷・エクスポート Export Print results Results - Classroom Mode Search results 🗶 🛃 🤊 🗸 Name Date community Time Score ホーム 挿入 教式 Ж MS Pゴシック ~ 11 ~ A A 100 Da -貼り付け B / U - | 🖽 - | 🌆 - 🗛 -+3 1 フリップボード ロ フォン E9 fx + (m A B C D F Results - Resusci Anne Wireless Ski Name Score (%) Date Time A4サイズ Nakamura 91 28.06.2013 12:19 3 4 5 6 7 8 CPR Print results New Isst Practice Барога 個別の評価画面の印刷 Print Result Overall QCPR score Compress Nakamura 91% Mean depth: 52 mm OK hand position: 96 % Mean rate: 113 cpm Correctly released: 99 % Overall QCPR score Compression 91% ean depth: 52 mm OK hand position: 96 % ean rate: 113 cpm Correctly released: 99 % Adequate depth fotal ventilations: 10 fean volume: 573 ml Advanced CPR perf Mean No-flow Time: 7 ser Mean volume: \$73 m 波形は圧縮し、 全体を表示して 000000 います A4サイズ differently. CPR Bock Practice Price Result Di Laerdal SPREATE STREET

