


SimBaby

气管造口术



使用——气管造口术

气管造口术

如要进行气管造口术护理和急救操作，请在 SimPad PLUS 或 LLEAP 中选择首选设置。


可选设置：

- 打开
- 部分
- 闭合
- 假通道
- 呼吸机设置


 注意

- *SimBaby 气管造口术不具备咽部肿大功能。*
- *仅使用 4.0 毫米 (不带固定带) 和 3.5 毫米以下 (带固定带) 的气管套管。*
- *请务必在使用后重新插入气管造口插头。*

SimPad PLUS



LLEAP



© 2020 挪度医疗公司。保留所有权利。

制造商:挪度医疗公司

P.O. Box 377

Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway

电话:(+47) 51 51 17 00

挪威印刷

20-16275 修订版 A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives