



Stifneck Select









Select and Pedi-Select Extrication Collar

User Guide



- 98001005 Stifneck Select (J) (Qty:1)
- 98001205 Stifneck Select, green (J) (Qty:1)
- 98002005 Stifneck Pedi-Select (J) (Qty:1)
- 98991040 Stifneck Select, Private Label (Qty: 1)
- 98992040 Stifneck Pedi-Select, Private Label (Qty: 1)





Intended Use

This product is intended to support cervical spine in a neutral position during transportation, in combination with other cervical and full body immobilization devices (CSIDs and FBSIDs).

 Notes






- In cases of a suspected spinal cord injury, proper neck immobilization is only one part of total immobilization.
- It is imperative that the patient is properly immobilized to prevent any movement of the spinal column.
- Should any serious malfunction, undesirable incident with, or deterioration in the functionality or performance of the device occur, contact Laerdal promptly. The competent authority where the incident took place and/or the device was used should also be notified.

 Warnings

- Stifneck Select Collars should only be used by healthcare providers.
- Improper use may result in injury or permanent disability. Always follow local spinal immobilization protocol.
- Use correct collar size. An oversized collar may hyperextend a patient's cervical spine. An undersized collar may not provide appropriate stability.
- Do not adjust the Select or Pedi-Select collar on patient.

User Instructions

1. Measure patient in neutral head position from shoulder to chin. Align head to neutral or "eyes forward" position unless contraindicated by local protocol.
2. Match collar size to patient as shown in step 2 (from plastic edge to size window). Select has 4 positions, Pedi-Select has 3 positions.
3. Adjust collar and chin support to size selected in step 2.
4. Lock both sides by pressing the two lock tabs.
5. Preform the collar.
6. Apply collar while manually maintaining neutral head position. Position chin support under chin. If a different size is needed, remove, resize, and re-apply. Pull the collar around the neck ensuring a close fit, while holding the front in place - then fasten.
7. For a supine patient, slide the rear panel behind the neck before positioning the chin support.
8. Cannula hooks are provided for attaching supplemental oxygen lines.

Technical Specifications	
Storage	Do not store collar in folded position. Store in flat position.
Storage Temperature	-34 °C to 52 °C (-30 °F to 125 °F)
Operating Temperature	-25 °C to 43 °C (-13 °F to 110 °F)
Symbol Glossary	
	This medical device complies with the general safety and performance requirements of Regulation (EU) 2017/745 for medical devices.
	Not made with natural rubber latex.
	Do not re-use.
	Medical Device
	Rx Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

使用目的

本製品は、他の頸部および全身固定装置と組み合わせて、搬送時にニュートラルポジション（正中中間位）で頸椎を支えるために使用するものです。

 注






- 脊髄損傷の疑いがある場合は、全身固定の一部として頸部の固定を適切に行ってください。
- 脊柱の動きを防ぐために、患者を適切に固定することが非常に重要となります。
- 重大な誤動作、デバイスの機能やパフォーマンスの低下による望ましくない事故、または劣化が発生した場合は、直ちにレールダル及びに所管官庁に通知する必要があります。

 警告

- スティフネックセレクトカラーは、医療従事者ののみが使用できるものです。
- 誤った使用は、怪我や永久的な障害につながる恐れがあります。必ず地域における脊椎固定に関する取り決めに従ってください。
- 正しいサイズのカラーを使用してください。カラーが大きすぎると、患者の頸椎が過度に伸びた状態になる可能性があります。カラーが小さすぎると、適切に固定できない可能性があります。
- 患者に取り付けたままの状態でセレクトまたは小児用セレクトの調整を行わないでください。

使用方法

1. 頭部をニュートラルポジションにして肩からあごまでの長さを測ります。取り決めて禁忌がある場合を除き、頭部をニュートラル（正中中間）または「顔がまっすぐ向いた」位置に合わせます。
2. 手順2が示すように、患者にカラーのサイズを合わせます（プラスチックの端からサイズウインドウまで）。セレクトには4つのポジション、小児用セレクトには3つのポジションがあります。
3. 手順2で選んだサイズになるようにカラーと顎サポートを調整します。
4. 2つのロックタブを押して両側をロックします。
5. カラーの形を整えておきます。
6. 手を使って頭部をニュートラルポジションに固定しながら、カラーを取り付けます。顎下に顎サポートを取り付けます。サイズが合わない場合は、取り外してサイズを調整してからもう一度取り付けます。前面を固定した状態でぴったりとフィットするように首周りでカラーを引っ張り、締めます。
7. 仰向けの状態の患者には、首の後ろに後方パネルを滑り込ませてから、顎サポートを取り付けます。
8. 酸素供給チューブを取り付けるためのカニューレフックが付いています。

技術仕様	
保管	カラーは折りたたんだ状態ではなく、平らな状態で保管してください。
保管温度	-34 °C～52 °C (-30 °F～125 °F)
使用温度	-25 °C～43 °C (-13 °F～110 °F)
記号	
	本医療用具は、医療機器規則 (EU) 2017/745の全般的な安全および性能に関する要件に適合しています。
	天然ゴムラテックス製ではありません。
	再使用禁止。
	医療用具
	米国連邦法によりこの製品は医療従事者への販売に限定されています。

Manufactured in China for:

Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
Tel.: (+47) 51 51 17 00

Distributed by:

Canada and Latin America:
LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.
151 Nashdene Rd., Unit #45
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3
Tel.: +1 (416) 298-9600,
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)
ou en français (800) 567-9987
Fax: +1 (416) 298-8016

USA:

LAERDAL MEDICAL CORPORATION
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840
Wappingers Falls, New York 12590-8840
Tel.: (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770
Fax: (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545

Australia

Laerdal Pty. Ltd.
8 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166.

Laerdal do Brasil

Al.Tocantins 125 – sl 01 – Alphaville
Barueri / SP / Brazil
06543-260
Tel.: +55 11 4193-8007
e-mail: comercial@laerdal.com

© 2020 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Printed in China

