

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SUPPORT MURAL
- MODE D'EMPLOI
- GABARIT DE PERCAGE

2. UTILISATION PREVUE

Le support mural sert à fixer l'aspirateur de mucosités LSU Laerdal à l'unité pour une alimentation électrique dans une ambulance ou sur un chariot de secours.

Cat.n° 782640 ne dispose pas de connecteur d'alimentation.

3. DESCRIPTION GENERALE

- Une poignée de verrouillage
- Une plaque supérieure pour le support mural
- Des trous de vis pour la partie supérieure
- Un connecteur d'alimentation (non fourni sur le 782640)
- Axe de positionnement
- Des crochets
- Des trous de vis pour la partie inférieure
- Une plaque inférieure pour le support mural
- Des axes de guidage
- Un câble (non fourni sur le 782640)

4. REFERENCES CATALOGUE

782600	Support mural pour alimentation 12V uniquement, 1,6 m
782610	Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant alternatif (Etats-Unis)
782620	Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant alternatif (UE)
782630	Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant alternatif (Royaume-Uni)
782640	Support mural LSU sans cordon d'alimentation

5. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE FIXATION MURALE LSU

Prenez le gabarit fourni comme référence lorsque vous suivez les instructions ci-dessous (le gabarit a une échelle de 1/1 et peut-être utilisé directement sur le mur lors de l'assemblage du support mural).

- Repérez un emplacement adéquat avec suffisamment d'espace pour pouvoir installer le support.
- Selectionnez du matériel de fixation capable de maintenir le support bien en place sur la surface de montage choisie. La taille et la résistance des vis doivent permettre de maintenir le support au mur avec une force supérieure à 20g (500N/vis)
- Le support mural doit être assemblé verticalement, à l'aide d'entretoises si nécessaire.
- Fixez le gabarit à la surface de montage choisie et percez les trous en fonction du gabarit.
- Mettez partiellement les vis supérieures [C] (si les vis ne sont pas introduites correctement dans le mur; elles risquent de se détacher à l'intérieur du support).
- Montez le support sur les 2 vis et déplacez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Placez la vis dans le trou de vis inférieur [G] puis resserrez les vis supérieures.
- Ne pliez pas le câble sur des bords tranchants.

6. REMARQUES

- En cas de dysfonctionnement grave, d'incident indésirable ou de détérioration des fonctionnalités ou des performances de l'appareil, contactez immédiatement Laerdal. L'autorité compétente où l'incident a eu lieu et/ou le dispositif doit également être notifiée.
- Nous vous conseillons d'assembler le support de fixation murale LSU sur des surfaces fixes. En l'assemblant sur une porte battante, par exemple, des forces supérieures à 20g peuvent être créées.

6. INSTALLATION DU LSU

- Placez les rainures qui se trouvent sur la partie inférieure du LSU sur les axes de guidage du support [I].
- Soulevez la poignée de verrouillage [A].
- Appuyez fermement sur le LSU pour le mettre en place.
- Abaissez la poignée de verrouillage tout en maintenant le LSU en place. (Attention à ne pas vous coincer ou vous pincer les doigts ou les mains avec les parties amovibles.)

DE - DEUTSCH - Benutzerhandbuch**1. INHALT DER VERPACKUNG**

- FAHRZEUGWAND-BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG
- BENUTZERHANDBUCH
- MONTAGE SCHABLONE

2. VORGESCHRIENE VERWENDUNG

Die LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung dient zur Halterung und Stromversorgung der Laerdal Suction Unit (LSU) in Ambulanzfahrzeuge.

Die Ausführung mit der Katalognummer 782640 ist nicht mit einem Stromanschluss versehen.

3. ÜBERBLICK

- Sicherungshebel
- Obere Platte der Befestigungsvorrichtung
- Obere Schraublöcher
- Stromanschluss (außer bei Nr. 782640)
- Bolzen
- Haken
- Unteres Schraubloch
- Untere Platte der Wandhalterung
- Führungsstifte
- Kabel (außer bei Nr. 782640)

4. KATALOGNUMMERN

782600	LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung mit Gleichtstromkabel, 1,6 meter
782610	LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung mit Wechselstromkabel (USA)
782620	LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung mit Wechselstromkabel (EU)
782630	LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung mit Wechselstromkabel (GB)
782640	LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung ohne Stromkabel

5. MONTAGE

Bitte verwenden Sie bei der Ausführung der nachfolgenden Anweisungen die beiliegende Schablone (Maßstab 1:1), die während der Montage der Befestigungsvorrichtung an der Wand verbleiben kann.

- Wählen Sie eine geeignete Stelle im Inneren des Fahrzeugs, an der ausreichend Platz für die Montage der Befestigungs-vorrichtung vorhanden ist.
- Die Schrauben müssen angemessen groß und stabil sein, so dass die Befestigungs-vorrichtung sicher mit einer Gewichtskraft von mehr als 20 g (500 N je Schraube) an dem gewählten Montageort gehalten wird.

Die Befestigungsvorrichtung muss in einer vertikalen Position, ggf. unter Verwendung geeigneter Distanzstücke, montiert werden.

- Bringen Sie die Schablone mittlhe von Klebestreifen an der ausgewählten Montageläche an, und bohren Sie Löcher entsprechend der Schablone ein.

Drehen Sie die oberen Schrauben [C] teilweise ein. (Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Schrauben in die Befestigungsvorrichtung abrutschen.)

- Montieren Sie die Befestigungsvorrichtung über den beiden Schrauben. Drücken Sie sie dann nach unten, bis sie sicher eintauchen.

Setzen Sie die Schraube in das untere Schraubloch [G] ein, und ziehen Sie die oberen Schrauben fest.

- Achten Sie darauf, das Kabel nicht über scharfkantigen Stellen abzuzeigen.

Hinweise

- Sollten schwerwiegende Fehlfunktionen, unerwünschte Ereignisse oder eine Verschlechterung der Funktionalität oder Leistung des Geräts auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Laerdal-Mitarbeiter. Die zuständige Behörde, bei der der Vorfall stattgefunden hat und / oder das Gerät verwendet wurde, sollte ebenfalls benachrichtigt werden.

• Wir empfehlen, die LSU-Fahrzeugwand-Befestigungsvorrichtung an unbeweglichen Oberflächen zu montieren. Bei der Montage an beweglichen Teilen, beispielsweise einer Tür, können Gewichtskräfte von mehr als 20 g entstehen.

6. INSTALLATION DER LSU

- Schieben Sie die LSU mit den an ihrer Unterseite befindlichen Nuten auf die Führungsstifte [I] der Befestigungsvorrichtung auf.

Heben Sie den Sicherungshebel [A] an.

- Drücken Sie die LSU fest in die vorgesehene Position.

Halten Sie die LSU fest und drücken Sie den Sicherungshebel nach

Remarque

Si une force excessive doit être exercée pour pouvoir abaisser la poignée de verrouillage, cela signifie que :
a. le LSU n'est pas placé correctement sur les axes de guidage, ou
b. un corps étranger se trouve entre le LSU et le support de montage.
Dans deux cas, il se peut que les crochets ne maintiennent pas suffisamment le LSU. Soulevez la poignée de verrouillage et remettez le LSU en position et/ou retirez le corps étranger.

Assurez-vous de la stabilité de l'installation. Si le LSU est placé correctement, la poignée de verrouillage doit être totalement orientée vers le bas-dessous la poignée du LSU. La diode électroluminescente (DEL) secteur doit être allumée (sauf dans le cas du support mural du LSU 782640, fourni sans câble.)

7. POUR DETACHER LE LSU

- Soulevez la poignée de verrouillage [A]
- Retirez le LSU

8. NETTOYAGE

Utilisez un chiffon humecté d'un détergent doux pour nettoyer les surfaces extérieures.

9. TEMPERATURE

de service entre 0°C et +40°C

de stockage entre -40°C et +70°C

10. GARANTIE

Reportez-vous à la Garantie Universelle pour les conditions générales de la garantie, ou bien rendez-vous sur le site Internet www.laerdal.com

11. ENTRETIEN

Pour toute assistance ou réparation, contactez votre bureau Laerdal local.

12. COMPOSANTS ET DEMONTAGE

Nous vous conseillons, lorsque vous enlevez le support mural, de démonter selon le protocole local. Pour démonter le support mural, il vous suffit de dévisser les vis qui se trouvent à l'arrière du support, puis de retirer les éléments et de les classer selon le tableau ci-dessous.

PIÈCES EN PLASTIQUE BLEU

Pièces en plastique bleu	Polyamide et fibre de verre
Pièces en plastique jaune	Polyamide et fibre de verre
Étiquettes	Plastique polycarbonate
Plaque arrière	Aluminium
Plaque à crochet	Acier
Ressorts	Acier
Axes de charnière	Acier
Vis	Acier
Câble	Câble (non fourni sur le 782640)

PIÈCES EN PLASTIQUE JAUNE

Pièces en plastique jaune	Polyamide et fibre de verre
Étiquettes	Plastique polycarbonate
Plaque arrière	Aluminium
Plaque à crochet	Acier
Ressorts	Acier
Axes de charnière	Acier
Vis	Acier
Câble	Câble (non fourni sur le 782640)

PIÈCES EN ALUMINIUM

Pièces en aluminium	Aluminium
Plaque arrière	Aluminium
Plaque à crochet	Acier
Ressorts	Acier
Axes de charnière	Acier
Vis	Acier
Câble	Câble (non fourni sur le 782640)

PIÈCES EN ACIER

Pièces en acier	Acier
Plaque arrière	Acier
Plaque à crochet	Acier
Ressorts	Acier
Axes de charnière	Acier
Vis	Acier
Câble	Câble (non fourni sur le 782640)

PIÈCES EN PLASTIQUE NOIR

Pièces en plastique noir	PA avec fibres de verre
Étiquettes	PC - Plastics
Plaque arrière	Aluminium
Plaque à crochet	Steel
Ressorts	Steel
Axes de charnière	Steel
Vis	Steel
Câble	Cable (not 782640)

PIÈCES EN STAINLESS STEEL

Pièces en stainless

- 1. INHOUD VAN VERPAKKING**
- WANDBEUGEL VOOR LSU (Laerdal Suction Unit);
 - GEbruikshandleiding
 - SCHEMA (TEKENING) VOOR BEVESTIGINGSINSTRUCTIES

2. BEOOGD GEBRUIK

De LSU-wandbeugel is bedoeld voor het bevestigen van en het bieden van een stroomverbinding (niet voorzien bij 78 26 40) met de LSU in een ambulance, ziekenhuis of op klinische kar.

- 3. OVERZICHT**
- vergrendelhendel;
 - bovenste plaat wandbeugel;
 - bovenste schroefgaten;
 - stroomconnector (niet voorzien bij 78 26 40);
 - stuurpen;
 - haken;
 - onderste schroefgat;
 - onderste plaat wandbeugel;
 - geleidepennen;
 - kabel (niet voorzien bij 78 26 40).

4. ARTIKELNUMMERS

782600	LSU-wandbeugel met GS-stroomkabel, 1,6 meter
782620	LSU-wandbeugel met WS-stroomkabel (EU)
782640	LSU-wandbeugel zonder stroomkabel

5. MONTAGE-INSTRUCTIES LSU-WANDBEUGEL

Raadpleeg het bijgesloten schema (tekening) voor bevestigingsinstructies tijdens het opvolgen van de onderstaande instructies. (Het schema heeft een schaal van 1:1 en kunt u direct op de muur gebruiken bij het monteren van de wandbeugel):

1. kies een geschikte locatie binnenshuis met voldoende vrije ruimte voor de installatie van de wandbeugel;
2. selecteer de bevestigingshardware die geschikt is om de wandbeugel stevig op de plaats te houden op het geselecteerde oppervlak. De schroeven moeten voldoende lengte en kracht hebben om de wandbeugel op de muur te houden bij een kracht van meer dan 20 g (500 N/schroef);
3. bevestig de wandbeugel absoluut verticaal met, indien nodig, geschikte steunen;
4. bevestig het schema op het geselecteerde installatieoppervlak en boor de gaten volgens het sjabloon;
5. plaat de bovenste schroeven [C] gedeeltelijk (als de schroeven niet goed worden bevestigd in de muur, kunnen de schroeven in de wandbeugel vallen);
6. bevestig de wandbeugel op de twee schroeven en beweeg de beugel naar beneden totdat deze stevig op de plaats zit;
7. plaat de schroef in het onderste schroefgat [G] en schroef de bovenste schroeven vast;
8. buig de kabel niet over scherpe randen.

Opmerkingen

- Nem onmiddellijk contact op met Laerdal als er zich een ernstige storing ontweert of verslechtert van de functionaliteit of prestaties van het apparaat voordeet. De bevoegde autoriteit waar het incident plaatsvond en / of het apparaat werd gebruikt, moet ook worden ingelicht.
- Wij raden aan om de LSU-wandbeugel op vaste oppervlakken te bevestigen. Door de beugel op bijvoorbeeld een openstaande deur te bevestigen, kunnen er krachten ontstaan van meer dan 20 g.

6. INSTALLATIE VAN LSU

1. geled de grepen aan de onderzijde van de LSU op de geleidepennen van de wandbeugel [I];
2. til de vergrendelhendel [A] omhoog;
3. druk de LSU stevig op de plaats;
4. breng de vergrendelhendel omlaag terwijl u de LSU op de plaats houdt. (Opgelet: Handen of vingers kunnen klem komen te zitten tussen beweegbare onderdelen.)

NO - NORSK - Bruksanvisning

1. FORPAKNINGENS INNHOLD

- VEGGBRAKETT
- BRUKSANVISNING
- BOREMAL

2. TILNENKT BRUK

Veggbraketten skal brukes til å feste og forsyne strøm til Laerdals sug i ambulanse, på sykehus eller trillebord. Vare nr. 782640 kan ikke koples til strømforsyningen.

- 3. OVERSIKT**
- Låsnehåndtag
 - Veggbraketts øvre plate
 - Øvre skruenhull
 - Nettstrømskontakt (ikke inkludert på 782640)
 - Bolt
 - Kroker
 - Nedre skruenhull
 - Veggbraketts nedre plate
 - Styrepinner
 - Ledning (ikke på 782640)

4. VARENUMMER

782600	veggbrackett for sug med likestrømsledning (DC), 1,6 meter
782610	veggbrackett for sug med vekselstrømsledning (USA)
782620	veggbrackett for sug med vekselstrømsledning (Europa)
782630	veggbrackett for sug med vekselstrømsledning (Storbritannia)
782640	veggbrackett for sug uten nettledning

5. MONTERING

- Bruk den vedlagte malen samtidig som du følger instruksjonene nedenfor. (Malen er i 1:1-størrelse og kan brukes rett på veggen når du monterer veggbraketten).
1. Vælg et sted der det er god plass til å montere veggbraketten.
 2. Vælg skruer som festet veggbraketten godt på det valgte monteringsstedet. Skruene må være store og kraftige nok til å holde veggbraketten med mer enn 20 G (500N/skrue).
 3. Veggbraketten må festes vertikalt. Bruk passende avstandsholdere om nødvendig.
 4. Bruk tape til å feste malen på monteringsstedet, og bør huller på de avmerkede stedene på malen.
 5. Fest de øverste skruene fast [C] (hvis skruene ikke er riktig skrudd inn, kan de løsne og falle inn i veggbraketten).
 6. Monter veggbraketten på de to skruene og skyv den nedover til den festes godt.
 7. Fest skruen i det nederste skruhullet [G] og stram de øverste skruene.
 8. Pass på at ledningen ikke ligger over noen skarpe kanter.

- 6. INSTALLERER SUGET**
1. Før sporene på undersiden av suget på veggbraketts styrepinner [I].
 2. Loft låsnehåndtaget [A].
 3. Trykk suget godt på plass.
 4. Senk låsnehåndtaget mens du holder suget på plass. (De bevegelige delene kan føre til at hånden eller fingrene kan komme i klem.)

Opmerking

wanneer er overmatig veel kracht moet worden gebruikt om de vergrendelhendel omlaag te brengen, dan zit de LSU niet goed op de geleidepennen;

b. er een vreemd voorwerp tussen de LSU en de wandbeugel. In beide gevallen kunt u de LSU niet vergrendelen door de haken. Breng de vergrendelhendel omhoog en verplaats de LSU om de omhoog verwijderd het vreemde voorwerp.

5. Controleer of de LSU veilig geïnstalleerd is. Bij een goed geplaatste LSU zit de vergrendelhendel volledig naar beneden op de haken.

6. Stuurpen, haken, onderste schroefgat, onderste plaat wandbeugel; geleidepennen;

j. kabel (niet voorzien bij 78 26 40).

7. VERWIJDEREN VAN DE LSU

1. til de vergrendelhendel [A] omhoog;

2. verwijder de LSU;

8. REINIGEN

Gebruik een in een mild reinigingsmiddel gedrenkt doek om de externe oppervlakken te reinigen.

9. TEMPERATUUR

Gebruik van 0 °C tot en met +40 °C

Opslag -40 °C tot en met +70 °C

10. GARANTIE

Voor voorwaarden consulteer u de globale garantieverklaring. Deze is beschikbaar op www.laerdal.com.

11. ONDERHOUD

Voor service en reparatie neem contact op met uw plaatselijke Laerdal Kantoor.

12. DEMONTAGE

U kunt de wandbeugel demonteren door de schroeven aan de achterzijde van de wandbeugel los te draaien en de verschillende onderdelen te verwijderen.

Sorteer ze daarna volgens de onderstaande tabel voor het weggoeden volgens uw lokale protocol:

Blauwe kunststof onderdelen	PA met glasvezels
Gele kunststof onderdelen	PA met glasvezels
Eтикет	PC plastic
Achterplaat	aluminum
Hakplaat	staal
Veren	staal
Scharnierpenen	staal
Schroeven	staal
Kabel	kabel (niet voorzien bij 78 26 40)

U kunt de wandbeugel ook afgeven aan uw lokale leverancier voor demontage/vernieting. Laerdal Medical is berekent geen kosten voor het demonteren, de verzendkosten komen voor rekening van de verstaander.

13. SYMBOL GLOSSARY Verklaring van de symbolen

	Questo dispositivo medico è conforme ai requisiti di sicurezza generale e prestazionali del regolamento (UE) 2017/745 per i dispositivi medici.
	AEEA Symbool
	CSA C/US componentmarkering
	Medisch hulpmiddel
	Zie de gebruiksaanwijzing

SV - SVENSKA - Användarhandbok

1. PAKETETS INNEHÅLL

- VÄGGHÄLLARE
- ANVÄNDARHANDBOK Användarhandbok
- BORMALL

2. AVSEDD ANVÄNDNING

LSU vägghällare är avsedd för montering och strömförslutning av Laerdal Suction Unit i en ambulans, på sjukhus eller på sjukhusvagn. Kat. Nr. 782640 har ingen strömlösning.

3. ÖVERSIKT

- Låsnehåndtag
- Vägghällares övre platta
- Övre skruvhål
- Strömkontakt (inkluderar ej i 782640)
- Styrstift
- Krokar
- Nedre skruvhål
- Vägghällares nedre platta
- Skenor
- Kabel (inte för 782640)

4. KATALOGNUMMER

782600	LSU Vägghällare med likströmsladd, 1,6 meter
782610	LSU Vägghällare med växelströmsladd (USA)
782620	LSU Vägghällare med växelströmsladd (EU)
782630	LSU Vägghällare med växelströmsladd (Storbritannien)
782640	LSU Vägghällare utan ladd

5. MONTERINGSANVISNINGAR LSU/VÄGGHÄLLARE

Var vänlig fölж anvisningarna nedan och titta på mallen samtidigt. (Mallen är i skala 1:1 och kan användas direkt på väggen samtidigt som du monterar vägghällaren).

1. Välj lämplig plats inomhus med tillräckligt med utrymme för att kunna installera vägghällaren.
2. Fäst vägghällaren med ett material som kan hålla den ordentligt vid den valda monteringsplatsen. Skruvorna måste vara av lämplig storlek och tyngd för att kunna hålla kvar vägghällaren i väggen.
3. Vägghällaren måste monteras i lodrät position med lämpliga mellanläge om så behövs.
4. Tejta fast mallen på monteringsplatsen och bora hål till detta.
5. Skruva fast de övre skruvorna delvis [C] (om skruvorna inte sitter fast i väggen finns det risk för att de ramar i i vägghällaren).
6. Montera vägghällaren på de två skruvorna och rör den nedat till den fastnar.
7. Fäst skruvorna i det nedre skruvhålet [G] och dra åt de övre skruvorna.
8. Böj inte kabeln över vissa kanter.

Anmärkningar

- Om det uppstår något allvarlig funktionsfel, oönskad händelse med enheten eller försämring av enhetens funktionalitet eller prestanda, kontakta Laerdal Medical AB omgående. Myndigheten som berörs där händelsen inträffade och / eller enheten används bör också meddelas.
- Vi rekommenderar att man monterar LSU vägghällare på stabila ytor. Att montera den på till exempel en svängdörr kan generera krafter som är större än 20 g.

13. SYMBOL GLOSSARY Verklaring van de symbolen

	Questo dispositivo medico è conforme ai requisiti di sicurezza generale e prestazionali del regolamento (UE) 2017/745 per i dispositivi medici.
	AEEA Symbool
	CSA C/US componentmarkering
	Medisch hulpmiddel