

EN


FR

DE

ES

CPRmeter App

Quick Setup Guide



 Note: Visuals may vary between versions.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

www.laerdal.com



Laerdal

helping save lives

The CPRmeter App enables post-event debriefing and data analysis of CPR performance. It provides statistics on release quality, depth, rate, and compression fraction, along with a detailed timeline.



Connecting to CPRmeter 2


Press the Power button on CPRmeter 2 to open QCPR Quick Review screen. Blue flashing light means Bluetooth is on and ready for connection.

Note

Connect CPRmeter 2 to CPRmeter App before first use and whenever changing batteries. Without connection, CPR sessions may have incorrect timestamps.

Incorrect timestamps

A session might not have a date and time. This can happen if it was stored before connecting to the App or after changing batteries. Tap the orange warning sign for more information.



To get the most out of your product, or to download the CPRmeter App, please visit: laerdal.com/CPRmeter2



L'application CPRmeter permet un débriefing post-événement et une analyse des données de la performance de la RCP. Elle fournit des statistiques sur la qualité du relâchement, la profondeur, le débit et la durée des compressions, ainsi qu'une chronologie détaillée.



Connexion à CPRmeter 2




Appuyez sur le bouton d'alimentation du CPRmeter 2 pour ouvrir l'écran QCPR Quick Review (Vérification rapide QCPR). Le voyant bleu clignotant indique que le Bluetooth est activé et prêt pour la connexion.

Remarque

Connectez le CPRmeter 2 à l'application CPRmeter avant la première utilisation et lorsque vous changez les piles. Sans connexion, les sessions de RCP risquent d'avoir des horodatages incorrects.

Horodatages incorrects

Une session peut ne pas comporter de date ni d'heure. Cela peut se produire si elle a été enregistrée avant la connexion à l'application ou après le remplacement des piles. Appuyez sur le signe d'avertissement orange pour obtenir plus d'informations.



Pour tirer le meilleur parti de votre produit ou pour télécharger l'application CPRmeter, rendez-vous sur: laerdal.com/CPRmeter2



Die CPRmeter-App ermöglicht eine Nachbesprechung und Datenanalyse der CPR-Leistung. Sie bietet Statistiken über die Qualität, Tiefe, Rate und den Kompressionsanteil der Veröffentlichung sowie eine detaillierte Zeitleiste.



Verbindung mit CPRmeter 2


Drücken Sie die Einschalttaste am CPRmeter 2, um den Bildschirm „QCPR-Schnelldurchsicht“ zu öffnen. Blau blinkendes Licht bedeutet, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert und bereit für die Verbindung ist.

Hinweis

Verbinden Sie das CPRmeter 2 vor der ersten Verwendung und vor jedem Batteriewechsel mit der CPRmeter-App. Ohne Verbindung können CPR-Sitzungen falsche Zeitstempel aufweisen.

Falsche Zeitstempel

Eine Sitzung hat möglicherweise kein Datum und keine Uhrzeit. Dies kann passieren, wenn sie vor der Verbindung mit der App oder nach einem Batteriewechsel gespeichert wurde. Tippen Sie auf das orangefarbene Warnzeichen, um weitere Informationen zu erhalten.



Um Ihr Produkt optimal zu nutzen oder die CPRmeter-App herunterzuladen, besuchen Sie bitte:
laerdal.com/CPRmeter2



La aplicación CPRmeter permite realizar un informe posterior al evento y un análisis de datos sobre el desempeño de la RCP. Proporciona estadísticas sobre la calidad, profundidad, ritmo y fracción de compresión de la liberación, así como también una cronología detallada.



Conexión con el CPRmeter 2



Pulse el botón de encendido del CPRmeter 2 para abrir la pantalla de revisión rápida QCPR. La luz azul parpadeante significa que el Bluetooth está activado y listo para conectarse.

Nota

Conecte el CPRmeter 2 a la aplicación CPRmeter antes de utilizarlo por primera vez y siempre que cambie las pilas. Sin conexión, las sesiones de RCP pueden tener marcas de tiempo incorrectas.

Marcas de tiempo incorrectas

Una sesión puede no tener ni fecha ni hora. Esto puede ocurrir si se guardó antes de conectarse a la aplicación o después de cambiar las pilas. Toque la señal de advertencia naranja para obtener más información.



Para sacar el máximo partido de su producto, o para descargar la aplicación CPRmeter, visite laerdal.com/CPRmeter2



Laerdal® is a registered trademark of Laerdal Medical AS.
© 2024 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Laerdal Medical AS
P.O. Box 377, Tanke Svilandsgate 30,
4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51511700

20-22038 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives