

A szimbólumok magyarázata	
	Ez az orvostechnikai eszköz megfelel az (EU) 2017/745 rendelet orvostechnikai eszközökre vonatkozó általános biztonsági és teljesítménykövetelményeinek.
	Orvostechnikai eszköz
	Egyedi eszközazonosító
	Természetes gumi latexet nem tartalmaz
	MR feltételes
	Ne használja fel többször
	Egy beteg, többszöri felhasználás
	Olvassa el a kezelői útmutatót

Globális 1 éves korlátozott garancia: www.laerdal.com

Környezeti feltételek	
Tárolás	Szélsőséges hőmérsékletek, rövid távon: -40 °C és 70 °C között (-40 °F és 140 °F között) Nem kondenzációs
Üzemi hőmérséklet	-18 °C és 50 °C között (0,4 °F és 122 °F között)
MR-kompatibilitás	MR feltételes az ASTM F2052 szerint. 3 T
Leadott úrtartalom minimális tartománya	
Egy kézzel	Legfeljebb 27 ml B ≤ 5 kg esetén
	Legfeljebb 250 ml 5 < B ≤ 10 kg esetén
	Legfeljebb 350 ml 10 < B ≤ 20 kg esetén
Elérhető leadott úrtartalom az ISO 10651-4:2023 vizsgálati módszerei szerint (szobahőmérsékleten)	
Két kézzel	450 ml
Holttér, az ISO 10651-4:2023 vizsgálati módszerei szerint	
A betegoldali szelep (betegcsatlakozó) lélegzési holttere	Körülbelül 7 ml
Nyomáscsökkentő szelep	
Maximális korlátozott nyomás	60 cmH ₂ O ± 5 cmH ₂ O @ 60 l/perc
	41 cmH ₂ O ± 4 cmH ₂ O @ 15 l/perc
Ellenállás	
Kilégzési ellenállás	Körülbelül 2.8 cmH ₂ O 50 l/perc légáramlásnál Körülbelül 0.4 cmH ₂ O 5 l/perc légáramlásnál
Belégzési ellenállás	Oxigéntároló zsákkal és elzárt oxigénellátással: Körülbelül 4.0 cmH ₂ O 50 l/perc légáramlásnál Körülbelül 0.3 cmH ₂ O 5 l/perc légáramlásnál
Várható élettartam	
Eltarthatósági idő	3 év

Oxigénforrás			
Bemeneti oxigénforrás koncentrációjának névleges tartománya		0 és 15 l/perc között, 4 és 8 bar között	
Az oxigéncső csatlakozója		Kompatibilis a DISS / CGA 1240 oxigénellátás-csatlakozóval. Illeszkedik az EN 13544-2 szabvány szerinti csatlakozóhoz	
Súly / Méretek / Térfogat (megközelítőleg)			
The BAG Pediatric resuscitator, csomagolóanyagok vagy tartozékok nélkül	Mérés	SI mérték-egységek	Bírodalmi mérték-egységek
	Súly	0,25 kg	0,55 lb
	Hosszúság	310 mm	12,2 in
	Magasság	107 mm	4.2 in
	Szélesség	92 mm	3,6 in
	Lélegeztető zsák átmérője	92 mm	3,6 in
	Lélegeztető zsák térfogata	588 ml	
	Oxigéntároló zsák térfogata	600 ml	
Oxigéncső hosszúsága	2,1 m	7 ft	
Ártalmatlanítás: A helyi protokollnak megfelelően.			
Anyagok			
Lélegeztető zsák		Termoplasztikus elasztomer (TPE)	
Szelepházak		Polikarbonát (PC)	
Membránok / szelepek		Szilikongumi	
Rugó, rögzítőkapocs		Rozsdamentes acél	
Oxigéntároló zsák, polybag		Polietilén (PE)	
Manométer kupakja		Polipropilén (PP)	
Oxigéncső		DINP-ftalátokat tartalmazó polivinil-klorid (PVC)	
Fehér karvédők maszkhoz és oxigéncsőhöz.		Polietilén-tereftalát (PET)	

OXIGÉNKONCENTRÁCIÓS TÁBLÁZATOK – THE BAG PEDIATRIC

Pozitív nyomású lélegeztetés

Szobahőmérsékleten mérve.

O ₂ -koncentrációk (%) oxigéntároló zsákkal						
Oxigénellátás 100%-os koncentrációban	Légzési térfogat x percenkénti légzésszám (BPM)					
	10 ml x 50 BPM	20 ml x 50 BPM	30 ml x 50 BPM	75 ml x 24 BPM	150 ml x 24 BPM	300 ml x 24 BPM
1 l/perc	88%	89%	77%	87%	63%	45%
2 l/perc	89%	90%	81%	88%	75%	51%
5 l/perc	89%	91%	88%	88%	88%	71%
10 l/perc	89%	91%	89%	89%	91%	89%
15 l/perc	89%	91%	89%	89%	91%	95%

Beteg spontán légzése

Szobahőmérsékleten mérve.

O ₂ -koncentrációk (%) oxigéntároló zsákkal				
Oxigénellátás 100%-os koncentrációban	Belélegzett légzési térfogat x percenkénti légzésszám (BPM)			
	20 ml x 32 BPM	50 ml x 30 BPM	200 ml x 20 BPM	300 ml x 20 BPM
3 l/perc	96%	97%	70%	79%
8 l/perc	97%	98%	93%	90%
15 l/perc	97%	98%	95%	93%