


SimMan Essential

빠른 설치 안내서




이 빠른 설치 안내서에는 **SimMan** 환자 시뮬레이터 조립 방법 및 설치 방법이 설명되어 있습니다. **SimMan** 사용 방법에 대한 내용은 **LLEAP** 도움말 파일 및 **SimMan** 사용설명서를 참조하십시오.


www.laerdal.com/downloads를 방문하여 최신 사용설명서 및 소프트웨어를 다운로드하십시오.



Torso



Legs




Clothes




Hard Upper Teeth



Male & Female Genitalia



ID Band



SimMan Arm Adapter



Syringe



Defib ECG Tightner



ECG Adapter Electrode



Neck Skin
x6



Lung Compliance O-ring
x 10




Fluid Refill Bottle



IV Arm Pads
x3



Chest Drain Pleura
x 6



Blood Pressure Cuff



Airway Lubricant



Eye Inserts Kit



IV bag



Cricothyroid Tape




Tibia Pads & Bone
x3



IM Pads



Pneumothorax



User Guide &
Important Product Information



Headset



Keyboard & Mouse



SpO2 probe



Ethernet Cable



Allen Key



External Power Supply




Battery Charger
x 2






1




환자 모니터







강사 PC

























7A

헤드셋





강사 PC



SpO2




환자 모니터



USB 케이블 —

7B



© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
장비 제조업체: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
전화번호: (+47) 5151 1700

20-08146 개정판 A

www.laerdal.com/kr/



Laerdal
helping save lives