


SimBaby

クイック セットアップ ガイド



本クイック セットアップ ガイドでは、SimBaby 乳児シミュレータの組み立て方法とセットアップ方法を解説しています。SimBaby の使用方法については、LLEAP のヘルプファイルと SimBaby の取扱説明書をご参照ください。

www.laerdal.com/downloads から、最新の取扱説明書およびソフトウェアをダウンロードできます。




SimBaby




血圧計カフ



マニュアル & 保証書



胸部スキン



気胸バルーン



瞳孔セット




下肢




ダブルルーメンチューブ




血液バッグチューブ付



食道フィルタ × 50



アームスキン



胸膜スリーブ × 10



SpO₂ プローブ



チューブおよび
IV クリップ



電源ケーブル



除細動手動プレート



Link Box



PC および
オーディオケーブル



シミュレータ用ケーブル



タオル



潤滑スプレー



ベビーパウダー



疑似血液




必須.

インストラクター PC



コンプレッサー



LAN ケーブル (PC 用)



推奨


患者モニター



ヘッドセット




イーサネットスイッチ
(スイッチングハブ)




LAN ケーブル
(患者モニター用)





インストラクター PC




患者モニタ









© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
Printed in Norway.

20-08169 Rev B

www.laerdal.com/jp/



Laerdal
helping save lives