


SimMom

クイック セットアップ ガイド




本クイック セットアップ ガイドでは、SimMom 患者シミュレータの組み立て方法と
セットアップ方法を解説しています。SimMom の使用方法については、LLEAP のヘル
プファイルと SimMom の取扱説明書をご参照ください。

最新の取扱説明書およびソフトウェアは、www.laerdal.com/downloads でダウンロード
できます。



シミュレータ脚




子宮頸部




子宮内反モジュール



シミュレータ胴体



産後出血モジュール




胎盤遺残セット



子宮収縮不全バッグ



胎盤付き新生児



子宮支持フォーム



血圧計カフ



潤滑スプレー



羊膜囊モジュール




必須

インストラクター PC




リンクボックス



コンプレッサー



電源アダプタ



LAN ケーブル




推奨

患者モニタ



SpO2 プローブ




USB ケーブル



ヘッドセット




イーサネットスイッチ




1


患者モニタ



インストラクター PC





リンクボックス




2


マネキンの組み立て




3A



患者モニタ




インストラクター PC




ヘッドセット



リンクボックス



コンプレッサー




エアーチューブ


USB ケーブル

シミュレータ用ケーブル



3_B



患者モニタ



インストラクター PC




スイッチ




ヘッドセット

リンクボックス



コンプレッサー



エアーチューブ

USB ケーブル

シミュレータ用ケーブル

LAN ケーブル

© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
製造販売元：レールダル メディカル ジャパン株式会社
東京都千代田区一番町 8 一番町 FS ビル 5F
電話：0120-309-060

Rev A



www.laerdal.com/jp/



Laerdal
helping save lives