





製品名	品番	Serial Number	写真
-----	----	---------------	----

SimMan3G シリーズ	212-020xx	左腰	
	213-020xx		
	214-020xx		
	219-020xx		

レサシベビー with QCPR	161-xxx	胸スキンを外す	
---------------------	---------	---------	--

レサシアン with QCPR	171-xxx	胸スキンを外し、左 腰あたり	
--------------------	---------	-------------------	---

LinkBox	200-30250	本体裏側	
---------	-----------	------	--

LinkBox,3G Battery	200-30350	本体裏側	
-----------------------	-----------	------	--

CPRメータ 801-00145 本体裏側



FR3 861389Pro 本体裏側




FR3用 3Lead 989803150051 3Lead連結部



HeartSim40 00 29001505 右脇内側



LSU4000 78000005 裏側



MRx M3536ABJxxx バッテリーBポート



MRx Battery M3538A



MRx DC電源モジュール M3539A



Pad M3713A パッケージに記載



ECGアセスメント
モジュール M3874A
for FR2

3Lead 連結部



レサシアンモジュ
ラーシステム 3200XX

胴体内部、肺プ
レートの下、電池
パックの上あたり



ALSシミュレー
タ 205-05050

左腰にある三角パッ
ドを取る



レサシアン シミュ
レータ 150-200xx

胸スキンを外した左
腰あたり

