



Laerdal

helping save lives



Stifneck Select Halskragen

Voor de immobilisatie van de wervelkolom

Alle formaten voor volwassenen in één eenvoudig te verstellen, volledig gebruiksklare halskraag. Meet de patiënt op, kies de juiste maat, verstel de halskraag en sluit - vier simpele stappen zijn voldoende.

De Select halskraag past alle volwassen patiënten en zorgt voor de superieure immobilisatie die u gewend bent van StifNeck Halskragen. Voor de jongere patiënten biedt de anatomische correcte StifNeck Pedi-Select een halskraag voor zuigelingen en jonge kinderen.



StifNeck Select
Halskraag

StifNeck Pedi-Select
Halskraag

Stifneck Select et Pedi-Select Halskragen :

Functies:

Sluitmechanisme :


- Vier posities: No-Neck, Short, Regular, en Tall
- Duidelijk gemarkeerd en eenvoudig te herkennen
- Zorgt voor de stabiliteit van de kraag
- Hoorbaar en voelbaar signaal wat de veiligheid verhoogd
- Garandeert symmetrische bevestiging

Geïntegreerde haakjes voor canules:

- Twee posities: links en rechts
- Maakt het mogelijk een extra zuurstof toevoer te bevestigen voor vervoer

Achterzijde :

- Gebruiksaanwijzing afgebeeld op de achterzijde
- Unieke, grote opening in de achterzijde voor:
 - palpatie van de wervelkolom
 - drainage
 - optimale visualisatie voor evaluatie



Tracheale Opening :

- Een grote tracheale opening maakt de toegang voor advanced airway procedures eenvoudiger
- Visualisatie tijdens ventilatie voor beter patiëntencomfort
- Eenvoudige monitoring van de carotis pulsaties

Kenmerken Pedi-Select:

- Eenvoudig te herkennen roze sluitband
- 3 afmetingen: pedi, midi, mini

980010 Stifneck Select Halskraag

980012 StifNeck Halskraag, Groen

980020 Stifneck Pedi-Select Halskraag

Voordelen

- Vier volwassen halskragen in één en drie pediatrie halskragen in één besparen ruimte in tassen en ambulances
- Eenvoudige meting (vingertechniek)
- Het sluitmechanisme zorgt voor stabiliteit van de kraag en symmetrische bevestiging
- Gebruiksaanwijzingen op de halskraag maken training eenvoudig en garanderen dat instructies altijd bij de hand zijn voor de hulpverlener
- Een trainingsvideo verkort de duur en vermindert de kosten van training.
- Platte verpakking vereist een minimum aan ruimte
- Gebruiksklaar - maakt snelle toepassing mogelijk
- De grote tracheale opening zorgt voor een optimale visualisatie voor onderzoek en behandeling
- Vervaardigd van latexvrij kwaliteitsmateriaal
- Radiolucent en geschikt voor gebruik met MRI



Ziekenhuis



Spoedeisende
Hulpdiensten



Defensie

