



Laerdal[®]
helping save lives



IVトレーニングアームアドバンスド

カタログ番号: LIM-00290

これまでにない、リアルな学習を

学習項目

- 静脈穿刺
- 静脈内カニューレ挿入
- 静脈内注射

真空採血システム、針とシリンジ、
および静脈内カニューレが使用できます



IVバッグとスタンドまたは
閉鎖式加圧血液循環装置
(写真)が選択可能

本幹の血流にデジタル圧を
加えることができます

濃縮液タイプのため、費用と
保管スペースが節約できます

リアルな静脈血の
フラッシュバック

付属のアームレスト

ソフトでフレキシブルな生体
に類似した皮膚の下に、触診
できる静脈があります

注射用チューブも備っており、
輸液を注入できます

クリーニング・メンテナンスが簡単

Learning has never been more lifelike

製品品質



- ・ 静脈が多く、橈側皮静脈、尺側皮静脈、肘正中皮静脈、4本の背側中手静脈にアクセスできます
- ・ 調節可能な溶液加圧システムを備えており、臨床スキルの指導者、受講者および技術者に共通する基本的なニーズに対応できます



- ・ 付属のアームレストの代わりに、患者とのコミュニケーショントレーニング用にオプションのハーネスを使って模擬患者に装着できます



- ・ 静脈は21ゲージの針を最大500回差し込むことができます
- ・ 静脈は簡単に交換できます

Lim-00290 IVトレーニングアームアドバンスド ¥160,000(税別)



- 寸法：幅(W) 19.0×長さ(D) 29.0cm
- 重量：約4.25kg



Vacuum blood collection systems to be used



Skin to be stretched to 'anchor' veins for easier cannula insertion

構成品

- ・ IVアーム用静脈(アドバンスド) 1本
- ・ IVアーム静脈モジュール(アドバンスド) 1体
- ・ 濃縮擬似血液-スターターパック 1パック
- ・ IVアーム注入チューブ 1本
- ・ IVアームレスト 1個
- ・ リフィルボトル 1本
- ・ 加圧式IVアーム擬似血液サプライ 1個
- ・ IVアームスキン 1個
- ・ 水ベースの潤滑剤 3袋
- ・ アームシェル 1個

オプション・消耗品

- ・ アームスキン
- ・ IVアーム用ハーネス
- ・ IVアーム用キャリーケース



※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受け致します。



「いいね!」をお願いします

LaerdalLIFEがAppStoreで公開されました。「レールダル」で検索できます。



iPhone 5S, 6, 6+対応



Laerdal[®]

helping save lives

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル

価格、納期、修理についてのお問い合わせ
カスタマーサービス ☎0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

製品の動作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ
ヘルプデスク ☎0120-993-559
HelpDesk.jp@laerdal.com

17E-ML