



リトルアンQCPR
- バイスタンダー向け -

レサシアン with QCPR
- 救急救命士、消防隊員向け -



リトルアンQCPRとレサシアンQCPR 機能比較	リトルアン QCPR	レサシアン QCPR
CPRトレーニング中のリアルタイムフィードバック	○	○
指導者向けに6体までの同時リアルタイムモニタリング	○	○
CPRスコア化	○	○
CPR概要フィードバック (正確に実施した割合)	○	○
CPR詳細フィードバック (時系列での詳細評価)	—	○
胸骨圧迫深度評価 5 cm以上を適正と検出	○	○
胸骨圧迫深度評価 6 cm以上を不適正と検出	—	○
胸骨圧迫時の手のポジション検知	—	○
胸の硬さ変更 (3段階)	—	○
心調律のシナリオコントロール (AEDトレーナー・リンクシステム使用時)	—	○