


- 古いリトルアンの QCPR アップグレード

非常に古いリトルアンでは構造上、QCPR アップグレードキットの適用対象外のも  
のがございます。スキンの固定穴の位置、および胸骨の構造の違いで判別いた  
だけます。下記の写真をご参照ください。それぞれ右側の×印がついているタイプ  
が対象外の製品になります。

なお、対象外のリトルアンは、1999年2月以前に製造されたものになります。



注) スキンの固定穴位置の異なるもの、もしくは胸骨の構造が異なるもの、い  
ずれも対象外になります。