



Session ViewerでのBLS結果の評価項目について

Session Viewer

開く

日本語



シミュレーション情報 イベントログ BLS 結果

Miyashita

87%

トータルスコア(圧迫・換気・CCF)

胸骨圧迫スコア **99%**

換気スコア **62%**

フロー率(CCF) **65%**

セッション合計時間 **02:00**

フロー無平均時間 **8秒**

実施したサイクル数 **4**

適切な手位置で圧迫できた割合 **100%**

胸骨圧迫: **151**

平均胸骨圧迫深度: **62 mm**

十分に圧迫解除できた割合 **100%**

適切なテンポで圧迫できた割合 **95%**

十分な深さで圧迫できた割合 **100%**

全体の平均圧迫テンポ **116/分**

人工呼吸実施: **7**


平均換気量: **275 ml**

換気量が過剰だった人工呼吸 **0%**

換気量が適切だった人工呼吸 **0%**

換気量が不十分だった人工呼吸 **100%**

セッション全体の平均換気テンポ **4/min**



名前を付けて保存 印刷