

MRx 保守点検内容 価格一覧

保証プラン	プラン詳細	
カタログ番号 M3536AVPD5	5年保証プランは受付終了いたしました。	
5年保証プラン		
点検項目：		
<ul style="list-style-type: none"> 外観検査 内蔵テスト機能による検査 プリンタ検査 漏れ電流検査 	<ul style="list-style-type: none"> ケーブル類断線テスト SpO2 計測検査（機能搭載時） CO2 機能検査（機能搭載時） NBP 機能検査（機能搭載時） 	<ul style="list-style-type: none"> Q-CPR 機能検査（機能搭載時） バッテリー校正（2本まで）出張時対応除く ペーシング機能検査（機能搭載時） 出力エネルギー検査（ジュール測定器）
点検プラン	オプション	定価（税抜）
カタログ番号 M3536APM1AJ	基本点検 A	¥82,800
CO2, NBP 非搭載器	ケーブル交換、バッテリー交換のオプションは受付終了いたしました。	
カタログ番号 M3536APM1BJ	基本点検 B	¥89,700
CO2 または NBP 搭載器	ケーブル交換、バッテリー交換のオプションは受付終了いたしました。	
カタログ番号 M3536APM1CJ	基本点検 C	¥94,300
CO2, NBP 搭載器	ケーブル交換、バッテリー交換のオプションは受付終了いたしました。	
カタログ番号 M3536APMSP	点検シリアルプラン（全ての MRx 対象、交換部品なし）	¥60,000

出張費用（全国一律）	1日（4台まで）： ¥42,000	追加作業日、1日毎： ¥15,000
問い合わせ先	レールダール メディカル ジャパン株式会社 テクニカルセンター TechCenter.jp@laerdal.com, 0120-309-060（平日 9:00～17:30）	