



NEUES PRODUKT

TRAININGSMODELL FÜR PARAZENTESE

60100

Für das medizinische Grundtraining, sowohl in der Diagnose, als auch für das therapeutischen Verfahren der Abdominal-Parazentese.

Es können orientierungs- sowie ultraschallgestützte Techniken geübt werden.



Nie war Lernen realistischer



limbsandthings.com

FÄHIGKEITEN:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Anatomie
- Identifizierung übermäßiger Flüssigkeitsansammlung
- Einführung von Nadel und Katheter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Rumpf mit Knochenstrukturen und Nabel
- Interne Anatomie umfasst Leber, Milz, Verdauungsorgane und schwimmenden Darmtrakt
- Realistisches Verhalten der Nadel
- Interne Anatomie im Ultraschall sichtbar
- Kosteneffektive, selbstabdichtende Einsätze
- Einsätze halten bis zu 200 Nadel- oder 100 Kathetereinführungen stand
- Zwei Kammern können für das Üben des Einführens und Entfernens einer Drainage mit Wasser gefüllt werden
- Latexfrei



- **60101** Haut für Parazentese
- **60102** Parazentese-Pads (x2)
- **60103** Leber für Parazentese
- **60104** Milz für Parazentese
- **60105** Darmeinsatz für Parazentese (x2)
- **60106** Gleitender Darm für Parazentese (x2)
- **60107** Klemmring für Parazentese (x2)
- **60108** Parazentese-Nachfüllsystem, groß
 - Basiseinheit
 - Trichter
 - Tragetasche