

## レールダル蘇生トレーニング ソリューション 2019 AHAフィードバック要件対応

2019年1月31日をもって、全てのAHA成人CPRトレーニングコース実施に際し、AHAの定める要件に対応したフィードバックデバイスやマネキンの使用が必要となります。

レールダルでは、AHAのフィードバック要件を満たした、CPRトレーニング製品を多数取り揃え、より質の高いCPRトレーニング実施に向けての皆さまの活動を全力でサポートいたします。



レサシアンQPCRと  
SimPadPLUSスキルレポータ



リトルアンQPCRと  
スキルガイド

フィードバックデバイス	SimPad PLUS with スキルレポータ	スキルガイド	スキルレポータ (PC)	CPRメータ 2	QPCR Instructor アプリ/ Learner アプリ	SimPad スキルレポータ (販売終了)	CPRメータ (販売終了)
マ ネ キ ン レサシアンQPCR (2018 アップデート版)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
レサシアンQPCR (2013-2018 販売終了)	✓	✓	✓	✓		✓	✓
リトルアンQPCR		✓		✓	✓		✓
リトルアン				✓			✓

**KEY**

- デバイスはAHAの定める最低要件を満たしています。圧迫頻度および深度の音声や視覚的フィードバックを提供します。
- デバイスはAHAの定める最適要件を満たしています。圧迫頻度および深度の音声や視覚的フィードバックに加え、胸郭の戻りや手の配置に関するフィードバックを提供します。
- デバイスはマネキンに対応していません。

レールダルのフィードバックツールに関する詳細については  
[Laerdal.com](http://Laerdal.com)をご参照ください

\*リトルアンは、リトルアンQPCRアップグレードキットを使ってQPCR対応にアップグレードできます。