

レサシアン ファーストエイド アップグレードキャンペーン


キャンペーン期間:2019年度末(2020年3月)までのご注文

レサシアンファーストエイドを
AHAフィードバック要件に沿ったトレーニングツールへ

個別に購入いただくより、
1万円割引となります。



レサシアンQCPR充電式アップグレードキット



レサシアンQCPR メンテナンスキット

171-15010 レサシアンQCPR充電式 アップグレードバンドル

171-15000 レサシアンQCPR充電式 アップグレードキット

171-20050 レサシアンQCPR メンテナンスキット

定価

¥82,000

★レサシアンQCPR充電式アップグレードキットのポイント

充電式、Bluetooth接続、
QCPRアプリに対応します。

スキルガイドの接続部の耐久性が
改善されます。



Laerdal®
helping save lives

キットには工具（ドライバー）も含まれています。アップグレードに際してお客様にご用意いただくものはございません。所要時間約30分程度です。説明書は同梱されていますが、アップグレードの方法についてはビデオもご参照ください。

★レサシアン ファーストエイド アップグレード方法

<https://www.youtube.com/watch?v=u6LgH3clMy0>



◆レサシアン QCPR 充電式 アップグレードキット

リチウムイオンバッテリー&基盤アッセンブリ、QCPR 機能付き胸スキン（AED レサシアン用は AED 機能あり胸スキン）、ジャケット、フェイス、エアウェイ、USB C-A ケーブル、AC 電源アダプタ、アームバンド・ラベル（Bluetooth QCPR 表示）、ドライバー、ユーザーガイド、インストールガイド、重要事項説明書

◆レサシアン QCPR メンテナンスキット

肺プレート、シリンダ、センサーユニット

CPRトレーニングにフィードバックデバイスを組み込むことにより、CPRトレーニングの質と一貫性が向上し、CPRが実施された場合の成功率が高まります。

<https://www.laerdal.com/jp/information/2019-aha-feedback-requirements/>


QCPR フィードバック オプション



206-30001
SimPad PLUS スキルレポーター



123-30050
スキルガイド（延長ケーブル付き）



フリーダウンロード
QCPR Learner Instructor アプリ

www.laerdal.com

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com



※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。