


SimMan 3G Trauma


빠른 설치 안내서




이 빠른 설치 안내서에는 SimMan 환자 시뮬레이터 조립 방법 및 설치 방법이 설명되어 있습니다. SimMan 사용 방법에 대한 내용은 LLEAP 도움말 파일 및 SimMan 사용설명서를 참조하십시오.

www.laerdal.com/downloads를 방문하여 최신 사용설명서 및 소프트웨어를 다운로드하십시오.


구성품




Torso




Legs




Amputated Arms




Amputated Right Leg Skin



Amputated Left Leg



Clothes



Male & Female Genitalia



User Guide & Important Product Information



Defib ECG Tightner



ECG Adapter Electrode




Lung Compliance O-ring
x 10



Fluid & Blood Refill Bottles



Wounds Kit



Chest Drain Pleura
x 6



Blood Concentrate



Talcum Powder



ID Band



Airway Lubricant




Pinch Clamp



SpO2 probe



Blood Pressure Cuff



Inline Filter Blood
x 2



Tools



IV bag




IM Leg Foam Pads



External Power Supply



Neck Skin
x3



Pneumothorax




Tibia Pads & Bone
x3



Cricothyroid Tape



IM Pads



Mounting Hardware




Sternal io Pads & Bone
x 4




SimMan Arm Adapter



PC 배터리 충전

환자 모니터









강사 PC









배터리 연결









좌측 다리 연결





우측 다리 연결






무선 설치


헤드셋




강사 PC




SpO2



환자 모니터



USB 케이블 —



© 2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufacturer: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

20-08137 Rev E

www.laerdal.com/kr/



Laerdal
helping save lives