


SimMan

エッセンシャル基本モデル

クイック セットアップ ガイド




SIMMAN エssenシャル基本モデル

本クイック セットアップ ガイドでは、SimMan 患者シミュレータの組み立て方法と
セットアップ方法を解説しています。SimMan の使用方法については、LLEAP のヘル
プファイルと SimMan の取扱説明書をご参照ください。


最新の取扱説明書およびソフトウェアは、www.laerdal.com/downloads でダウンロード
できます。



上半身



下肢




衣服




義歯、上顎用(ハードタイプ)



外性器 (男性 & 女性)



ID バンド



SimMan アームアダプタ



シリンジ




除細動 ECG 固定具



ECG アダプタ電極



頸部スキン
x 6



肺コンプライアンス O リング
x 10




液体注入ユニット



IV アームパッド
x 3



チェストドレインスリーブ
x 6



血圧計カフ



潤滑スプレー



眼球セット



IV バッグ



輪状甲状靭帯テープ



脛骨パッド & 脛骨
× 3



IM パッド



気胸



取扱説明書 & 重要な製品情報



ヘッドセット



キーボード & マウス



SpO2 プローブ



LAN ケーブル



六角レンチ




外部電源




バッテリー充電器
× 2



患者モニタ





インストラクター PC









2


上半身スキンのジッパーを開く







3

















7A

無線セットアップ

ヘッドセット





インストラクター PC



SpO2



患者モニタ




USB ケーブル —

7B


ヘッドセット



インストラクター PC





スイッチ



SpO2



患者モニタ



USB ケーブル ————
LAN ケーブル ————

© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
Device Manufacturer: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 5151 1700

20-08144 Rev A

www.laerdal.com/jp/



Laerdal
helping save lives