



Laerdal[®]
helping save lives



Melhorar o Índice de Sobrevivência é um Compromisso para Toda a Vida

Resusci Anne[®] QCPR[®]

Mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo foram treinadas com o uso de nosso manequim Resusci Anne. A nova tecnologia QCPR[®] permite a medição do desempenho da RCP e registro de sessões para debriefing em treinamento posterior.

Utilize a Resusci Anne QCPR[®] junto com o SkillGuide[™] para um feedback individual em tempo real ou com o SimPad[®] SkillReporter[™] para uma visão geral abrangente de até 6 manequins simultaneamente.

laerdal.com



Visite-nos para obter uma lista completa das características do Resusci Anne QCPR

Resusci Anne® QCPR®

Tecnologia QCPR®

A tecnologia QCPR da Laerdal, permite os nossos manequins a medir a qualidade da RCP, fornecendo feedback em tempo real dos ritmos de compressão, profundidade, liberação, tempo sem intervenção e outros componentes críticos da RCP de alta qualidade conforme definido na Declaração de Consenso da Associação Americana do Coração (AHA)*.

CARACTERÍSTICAS:

- Anatomia realística incluindo inclinação da cabeça, inclinação do queixo, profundidade de compressão, força de compressão e expansão torácica.
- O sensor indica a colocação correta das mãos.
- O sistema de verificação fornece aumento adequado do tórax com o ressuscitador e ventilação boca a boca.
- Dispositivos de feedback:
 - SkillGuide
 - SimPad SkillReporter
 - Software sem fio SkillReporter (para PC)
- Conformidade com diretrizes.
- Componentes opcionais:
 - Treinamento com DAE
 - Treinamento em RCP-D
 - Primeiros socorros
 - Cabeça e vias aéreas para técnica da supervisão de vias aéreas supraglóticas

INFORMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO:

171-00150	Resusci Anne QCPR tronco
171-01250	Resusci Anne QCPR corpo inteiro
172-00150	Resusci Anne QCPR tronco com cabeça e vias aéreas
172-01250	Resusci Anne QCPR corpo inteiro com cabeça e vias aéreas
173-00150	Resusci Anne QCPR tronco DEA
173-01250	Resusci Anne QCPR corpo inteiro DEA
174-00150	Resusci Anne QCPR tronco DEA com cabeça e vias aéreas
174-01250	Resusci Anne QCPR corpo inteiro DEA com cabeça e vias aéreas

176-00150	Resusci Anne QCPR-D tronco com cabeça e vias aéreas
176-01250	Resusci Anne QCPR-D corpo inteiro QCPR-D com cabeça e vias aéreas
170-30050	SkillGuide
202-30001	SimPad SkillReporter

SkillGuide e SimPad SkillReporter são solicitados em separado.

Resusci Anne para Primeiros Socorros (sem componentes eletrônicos)

170-00150	Resusci Anne Primeiros Socorros Torso
170-01250	Resusci Anne Primeiros Socorros Corpo inteiro

Acessórios e Consumíveis

312050	Módulo de primeiros socorros / trauma
152250	Vias aéreas (pacote com 24 unidades)
310210	Faces de manequim adulto (pacote com 6 unidades)
152400	Lenços de manequim (pacote com 50 unidades)
15120103	Proteções faciais de manequins (6 rolos com 36 cada)



Software sem fio SkillReporter™
(PC não incluído)



SimPad®
SkillReporter™

SkillGuide™

Para mais informação, visite laerdal.com



Laerdal®
helping save lives

* Meaney PA, Bobrow BJ, Mancini ME, Christenson J, de Caen AR, Bhanji F, Abella BS, Kleinman ME, Edelson DP, Berg RA, Aufderheide TP, Menon V, Leary M; em nome dos Pesquisadores da Conferência de Qualidade em RCP, o Comitê de Cuidados Cardiovasculares Emergenciais da Associação Americana do Coração, e o Conselho de Cuidados Cardiopulmonares e Terapia Intensiva, Perioperatória e Reanimação: Qualidade da RCP melhorando os resultados de reanimação cardíaca dentro e fora do hospital: Uma declaração de consenso da Associação Americana do Coração. *Circulação*, 2013;128:417-435.