

## Reportes y debriefing de acorde a su comodidad


### SimView™ Mobile

Incremente el impacto educativo de generar informes in-situ de sus sesiones de simulación médica mediante la incorporación de audio, video y otros componentes digitales totalmente sincronizados. SimView™ Mobile es el recurso portátil para un sistema integrado de captura y generación de informes. SimView Mobile puede transportarse e instalarse fácilmente en cualquier lugar donde se ejecute simulaciones médicas y así grabar audio, 3 flujos de video y un flujo de monitor de pacientes en un solo archivo de debriefing.



## Capture

- La mochila de SimView Mobile le permite grabar en entornos variados
- Diseñado para portabilidad y simplicidad
- Configure rápida y fácilmente las cámaras y el audio
- Ejecute el software LLEAP desde SimView Mobile para controlar las simulaciones mientras graba



## Comparta

- Comparta archivos con el cuerpo docente y estudiantes
- El software gratuito llamado "Session Viewer" le permite al personal educativo y estudiantes reproducir archivos y editar/realizar anotaciones en el registro de eventos
- Suba archivos desde SimView Mobile al servidor SimView para almacenamiento y/o reproducción
- Integre archivos de debriefing con SimManager



## Debriefing

- Genere informes inmediatamente después de la sesión de simulación in-situ o guarde el archivo para generar el informe más tarde
- Realice anotaciones de registros de eventos para comentarios, medicamentos, eventos, pasos correctos/incorrectos
- Avance y retroceda por la línea de tiempo para resaltar áreas específicas para revisión



## Implementación y soporte

SimView Mobile está pre-configurado para ejecutarse cuando usted esté listo para implementarlo. Usando la Guía de instalación rápida incluida con el producto, simplemente haga coincidir las conexiones codificadas por color para las cámaras y el hub para así armar el sistema. La fuente de audio también está pre-configurada para que pueda colocarla cuando desee recoger interacciones entre el grupo de estudiantes.

También puede utilizar SimView Mobile como aplicación instructora. Ejecute el simulador de Laerdal con el software LLEAP incluido y también obtenga hasta 3 flujos de video y monitor de pacientes.

## Complemente su servidor SimView

SimView Mobile es una excelente adición para el servidor SimView. SimView Mobile le permite la flexibilidad para salir del laboratorio de simulación y ejecutar simulaciones in-situ, mientras que el servidor SimView se usa tradicionalmente para centros de simulación fijos. Las grabaciones de SimView Mobile pueden subirse al servidor SimView.

### Información para pedidos:

216-20001 SimView Mobile

*SimView Mobile incluye: Software SimView Mobile, laptop, 3 cámaras, empuñaduras para cámaras, hub USB, parlante externo, cableado y mochila.*

### Los accesorios opcionales incluyen:

216-06010 Proyector portátil SimView Mobile

216-06040 Trípode SimView Mobile

216-06050 Estuche rígido para SimView Mobile