


# SimMan 3G Trauma

Guida di configurazione rapida






La Guida di configurazione rapida descrive come assemblare e impostare il simulatore paziente SimMan. Per informazioni sull'utilizzo del simulatore SimMan, fare riferimento ai file della guida di LLEAP e alla Guida per l'utente di SimMan.


Per scaricare la Guida per l'utente e il software più recenti, visitare il sito Web [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download)

# Componenti


---




Tronco



Gambe




Arti amputati




Pelle della gamba destra amputata



Gamba sinistra amputata



Abbigliamento



Genitali maschili e femminili



Guida per l'utente e  
Informazioni importanti sul prodotto




Farfalla per ECG  
defibrillatore




Dischi per defibrillazione



O-ring di conformità dei polmoni  
x 10



Bottiglie di riempimento dei  
fluidi e del sangue



Kit per ferite



Pleura del drenaggio toracico  
x 6



Sangue concentrato



Talco



Fascetta ID



Lubrificante vie aeree




Fermo a scatto



Sonda SpO<sub>2</sub>



Bracciale per la misurazione della pressione sanguigna



Filtro in linea per sangue x 2



Strumenti



Sacca EV




Cuscinetti di materiale espanso della gamba per IM



Alimentatore esterno



Pelle del collo x3



Pneumotorace




Osso e cuscinetti tibia x3



Nastro cricotiroideo



Cuscinetti IM



Perni di montaggio



Ossa e cuscinetti per IO dello sterno x 4




Adattatore braccio di SimMan


## Ricarica delle batterie del PC



---

Monitor paziente






PC dell'istruttore








## Collegamento della batteria

---











## Fissaggio gamba sinistra


---








## Fissaggio gamba destra

---






# Configurazione wireless

---


Cuffia con microfono




PC dell'istruttore



SpO<sub>2</sub>



Monitor paziente




Cavo USB 


Cuffia con microfono



PC dell'istruttore





Switch



SpO<sub>2</sub>



Monitor paziente



Cavo USB —  
Cavo Ethernet —

© 2023 Laerdal Medical AS. Tutti i diritti riservati.



Manufacturer: Laerdal Medical AS  
PO. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger; Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

20-08143 Rev D

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives