


SimMan 3G

Guide de configuration rapide




Ce guide de configuration rapide décrit l'assemblage et la configuration de votre simulateur patient SimMan. Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation de SimMan, consultez les fichiers d'aide LLEAP et le mode d'emploi SimMan.

Consultez www.laerdal.com/download pour télécharger les dernières versions du mode d'emploi et du logiciel.




COMPOSANTS

Tronc



Jambes




Vêtements



Prothèse dentaire supérieure rigide



Organes génitaux masculins et féminins




Bracelet d'identification



Adaptateur de bras SimMan



Filtre d'intraveineuse, sang
x 2



Tendeur pour ECG défib.



Adaptateurs pour électrode d'ECG




Peau du cou
x 6



Joint torique pour compliance pulmonaire
x 10



Unités de recharge en liquides et sang



Module de plaies



Plèvre pour module de drain thoracique
x 6



Faux-sang concentré



Lubrifiant pour voies respiratoires



Brassard de prise de tension artérielle



Poche IV



Prolongateur du cathéter intraveineux



Membrane thyrocricoïdienne




Coussinets et os du tibia
x 3



Coussinets IM



Pneumothorax



Mode d'emploi et informations importantes sur le produit



Casque



Clavier et souris



Sonde de SpO₂



Kit RFID




Outils



Alimentation externe




Chargeur de batteries
x 2




1

CHARGEMENT DES BATTERIES DU PC

Moniteur patient








PC du formateur







2




OUVERTURE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DE LA PEAU DU TORS




















7_A

CONFIGURATION SANS FIL

Casque




PC du formateur



SpO₂



Moniteur patient



Câble USB —


7_B

CONFIGURATION AVEC CÂBLE


Casque




PC du formateur





Commutateur



SpO₂



Moniteur patient



Câble USB —
Câble Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Tous droits réservés.
Printed in Norway

20-08125 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives