

# SimMan Essential

Guia de configuração rápida






Este Guia de configuração rápida descreve como montar e configurar o simulador de paciente SimMan. Para obter informações sobre como usar o SimMan, consulte os arquivos de ajuda do LLEAP e o guia do usuário do SimMan.

Visite [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download) para fazer o download das versões mais recentes do software e do guia do usuário.



# COMPONENTES

Torso



Pernas



Roupas



Arcada dentária superior rígida



Genitália masculina e feminina



Pulseira de identificação



Adaptador de braço do SimMan



Seringa



Chave para plug do desf. de ECG



Eletrodo do adaptador de ECG



Pele do pescoço x 6



Anel de complacência pulmonar x 10




Frasco de reabastecimento de fluido



Placas de braço para IV x 3



Pleura de drenagem torácica x 6



---

Manguito de pressão arterial



Guia do usuário e Informações importantes sobre o produto



Lubrificante de vias aéreas



Fone de ouvido



Kit de olhos



Teclado e mouse



Bolsa IV



Cabo de SpO<sub>2</sub>



Fita para Cricotireóideo



Cabo Ethernet




Osso e placas tibiais  
x3



Chave Allen




Placas IM



Fonte de alimentação externa




Pneumotórax




Carregador de bateria  
x 2



Monitor do paciente








PC do instrutor






2

## ABRIR O ZÍPER DA PELE DO TORSO















5

## ACOPLAR A PERNA ESQUERDA









# 7<sub>A</sub>

## CONFIGURAÇÃO SEM FIO

Fone de ouvido




PC do instrutor



SpO<sub>2</sub>



Monitor do paciente




Cabo USB —


Fone de ouvido





PC do instrutor



Switch

SpO<sub>2</sub>

Monitor do paciente



Cabo USB —   
Cabo Ethernet — 

© 2014 Laerdal Medical AS. Todos os direitos reservados.  
Printed in Norway

20-08150 Rev A

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives