


SimMan Essential

Guida di configurazione rapida




La Guida di configurazione rapida descrive come assemblare e impostare il simulatore paziente SimMan. Per informazioni sull'utilizzo del simulatore SimMan, fare riferimento ai file della guida di LLEAP e alla Guida per l'utente di SimMan.

Per scaricare la Guida per l'utente e il software più recenti, visitare il sito Web www.laerdal.com/download.



COMPONENTI

Tronco



Gambe




Indumenti



Arcata dentale superiore rigida



Genitali maschili e femminili



Fascetta ID



Adattatore braccio di SimMan



Siringa



Farfalla per ECG defibrillatore



Dischi per defibrillazione



Pelle del collo
x6



O-ring di conformità dei polmoni
x 10




Bottiglia di riempimento
dei fluidi



Cuscinetti del braccio per EV
x3



Pleura del drenaggio toracico
x 6



Bracciale per la misurazione della pressione sanguigna



Lubrificante vie aeree



Kit dei set di pupille



Sacca EV




Nastro cricotiroideo




Osso e cuscinetti tibia
x3




Cuscinetti IM



Pneumotorace



Guida per l'utente e Informazioni importanti sul prodotto



Cuffia con microfono



Tastiera e mouse



Sonda SpO₂



Cavo Ethernet



Chiave a brugola




Alimentatore esterno




Caricabatterie
x 2








Monitor paziente







PC dell'istruttore
























7_A

CONFIGURAZIONE WIRELESS

Cuffia con microfono




PC dell'istruttore



SpO₂




Monitor paziente




Cuffia con microfono





PC dell'istruttore



Switch

SpO₂

Monitor paziente



Cavo USB ———
Cavo Ethernet ———

© 2014 Laerdal Medical AS. Tutti i diritti riservati.
Printed in Norway

20-08152 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives