



Laerdal[®]
helping save lives



アドバンスドカテーテル導尿トレーナ

カタログ番号: LIM-60150

これまでにない、リアルな学習を

カテーテル導尿トレーナは、尿道カテーテル術と恥骨上カテーテル術のトレーニングで役立つだけでなく、自己カテーテル術の方法を患者に教える際にも使用できます。解剖学的に正確な男性器と女性器は相互に交換して使用でき、またリアルな柔らかさと柔軟性を備えています。カテーテルが尿路に沿って侵入し、膀胱に入る時の感触は実際の感触に近いものです。

学習項目


- 男性器と女性器の構造の正確な取扱い
- 無菌的なカテーテル挿入テクニック
- 14~16フレンチ(男性用)と12~16フレンチ(女性用)のカテーテルの留置
- 体液の管理
- カテーテルの抜去
- 間欠自己カテーテル術
- 恥骨上カテーテル挿入とカテーテル管理

スタンドに掛けられた1ℓ溶液バッグから加圧した溶液を流します



ノンドリップバルブ

男性用と女性用のカテーテル導尿ユニットを簡単に交換できます



全てのコンポーネントはラテックスフリー

しなやかな尿道と抵抗のある括約筋でリアルな反応が得られます

シリンジで使用できる、局所麻酔ゲルをシミュレーションする水性の潤滑液が含まれます

Learning has never been more lifelike

製品品質



●解剖学的に正確なモデルであるため、リアルなカテーテル術が可能です



●ペニスには取替え可能な包皮が付いています



●再使用可能なスリーブで無菌カテーテル術の訓練ができます



●オプションの自己導尿トレーニングスタンドが付いています

使用方法



Penis has replaceable foreskin



Aseptic catheterisation technique



Accurate anatomical modelling



Easily interchangeable units

Lim-60150

アドバンスドカテーテル導尿トレーナ ¥430,000(税別)



- 寸法：幅(W) 45.0×高さ(H) 45.0cm
- 重量：約12.15kg

構成品

- 女性用カテーテル導尿ユニット1台
- 男性用カテーテル導尿ユニット1台
- カテーテル導尿用包皮1パック(1パック3個入り)
- 恥骨上の栓1パック(1パック2個入り)
- 標準栓2個
- 抗真菌剤1本(250ml)
- 無菌カテーテル術用スリーブ2個
- シリンジと模擬局所麻酔(LA)ゲル1セット
- 男性用カテーテル導尿括約筋キット
- ドリフトレイとバッグスタンドおよび1ℓ溶液バッグ1体
- 14フレンチのフォーリーカテーテル(男性用)1本
- 12フレンチのフォーリーカテーテル(女性用)1本
- 骨盤シエル1個
- 2ℓジャグ1個
- プラスチック製腎臓形ディッシュ1個
- キャリーケース1個



※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受け致します。

Facebookページ
公開中!



「いいね!」お願いします

LaerdalLIFEが
AppStoreで
公開されました。
「レルダール」で
検索できます。



iPhone 5S, 6, 6+対応



Laerdal®

helping save lives

製造販売元

レルダール メディカル ジャパン株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル

価格、納期、修理についてのお問い合わせ
カスタマーサービス ☎0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

製品の動作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ
ヘルプデスク ☎0120-993-559
HelpDesk.jp@laerdal.com