



Laerdal[®]
helping save lives



乳房診断トレーナーアドバンスド

カタログ番号: LIM-40201

これまでにない、リアルな学習を

本製品は臨床乳房検査(CBE)に必要なデリケートなスキルを学ぶためのリアルなプラットフォームです。リアルな軟組織と様々な交換可能な病変があり、ベンチトップでサポート教材として用いたり、模擬患者が着用して使用したりすることで、学生が評価する形で使用することができます。OSCEや、研修生や患者に実際の診断スキルを見せる際の理想的な製品です。

本製品は英国トーベイ病院のピーター・ドネリー氏の協力を得てデザインされました。また、リバプール大学の臨床スキルリソースセンターと、リード市のセントジェームズ大学病院の臨床診療センターのスタッフの助言や協力のもと作成されました。



学習項目

- 臨床乳房検査のテクニック(CBEとSBE)
- 専門家としての患者とのコミュニケーション
- 解剖学的な目印とリンパ節の確認(腋窩、鎖骨上、および鎖骨下)
- 病変の場所と診断

病変を簡単に設置交換できる
病変用サポート



台の上でも使用できる
ベンチトップ型のハードトルソ



リンパ節用の鎖骨パッドと
腋窩パッド



全てのコンポーネントは
ラテックスフリー

リアルな外見と感触の軟組織

Learning has never been more lifelike

製品品質



- 病変は予め所定の様々な部位に設置でき、簡単に交換できます
- ・病変パーツ
癌腫：2cm、3cm、5cm、
嚢胞、線維性嚢胞、線維腺腫
- ・癌腫と線維腺腫のシミュレーション
- ・良性嚢胞



- ベンチトップと模擬患者着用の2通りの使用方法が選べます
- OSCE (客観的臨床能力試験) で長時間着用しても快適
- 着脱が簡単です

装着方法



LIM-40201 乳房診断トレーナーアドバンスド

¥280,000(税別)



- 寸法：幅(W) 28.0×高さ(H) 46.0cm
- 重量：約5.5kg

構成品

- 病変
- 触診用ベース
- 乳房病変用サポート
- 胸部プレート
- 乳房触診トルソ
- リンパ節パッド+リンパ節

オプション

- 乳房診断トレーナー キャリーケース

※乳房診断トレーナーアドバンスドとリンパ節パッドは単体で使うこともできます。

■特許取得製品

- ・US56336812 ・EP099027 ・DE69804793 ・CA2293585
- ・ZL98806331 ・NK1023832 ・755575 Australia



「いいね!」お願いします

LaerdalLIFEがAppStoreで公開されました。「レールダル」で検索できます。



iPhone 5S, 6, 6+対応



Laerdal®

helping save lives

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル

価格、納期、修理についてのお問い合わせ
カスタマーサービス ☎0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

製品の動作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ
ヘルプデスク ☎0120-993-559
HelpDesk.jp@laerdal.com

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受け致します。