



**Laerdal**<sup>®</sup>

helping save lives



蘇生率の向上は永遠のテーマです

## レサシ ベビー with QCPR

レサシ ベビー with QCPR マネキンは、リアルな CPR トレーニングを提供します。強化された胸骨圧迫と換気の測定は総合的で、正しいガイダンスを行います。詳細なフィードバックとディブリーフィング機能は、トレーニングを重ねた時に学習者に CPR のスキルアップをもたらします。

# レサシ ベビー with QCPR



寸法：幅(W)26.0cm×長さ(D)59.0cm×高さ(H)13.5cm  
重量：約2.0kg



スキルガイド



SimPad Plus スキルレポータ

## 特長

- ・頭部後屈、顎先挙上、胸骨圧迫の深度、力と胸の挙上をリアルに再現します。
- ・センサーで正しい手の位置を示します。
- ・対口もしくはバックバルブマスクでの換気では、正しい胸の挙上を確認します。
- ・測定とフィードバック機能が強化されました。
- ・詳細なディブリーフィング画面が表示されます。
- ・ガイドラインに準拠しています。

## レサシ ベビー

カタログ番号	品名
161-01250	レサシ ベビー QCPR
160-01250	レサシ ベビー ファーストエイド
206-30001	SimPad Plus スキルレポータ
170-30050	スキルガイド
202-56050	ワイヤレス スキルレポータ ライセンス

## 消耗品

カタログ番号	品名
143600	レサシベビーフェイス(6枚)
15120103	マネキンフェイスシールド(36枚/6ロール/箱)
161-10550	レサシベビー QCPRエアウェイ(5枚)
161-10005	レサシベビー QCPR肺袋(10枚)



製造販売元  
レールダルメディカルジャパン株式会社  
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060  
CustomerService.jp@laerdal.com



**Laerdal**<sup>®</sup>  
helping save lives

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。  
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受けいたします。