

レサシアン with QCPR

カタログ番号	品 名
171-00150	レサシアン with QCPR 半身
171-01250	レサシアン with QCPR 全身
173-00150	AEDレサシアン with QCPR 半身
173-01250	AEDレサシアン with QCPR 全身
206-30001	SimPad Plus スキルレポータ
170-30050	スキルガイド
202-56050	ワイヤレス スキルレポータ ライセンス
202-40050	マネキンマルチルーター

レサシアン ファーストエイド

カタログ番号	品 名
170-00150	レサシアン ファーストエイド 半身
170-01250	レサシアン ファーストエイド 全身

AED トレーナ

カタログ番号	品 名
198-00150	AED トレーナ 3
198-00350	リモコン (CR20253V バッテリ付)
94005005	AED トレーナ 2
945051	AED トレーナ 2 リモートコントロール
945090	レールダル リンク トレーニング パッド (1組)

消耗品

カタログ番号	品 名
310210	マネキンフェイス目閉じ (6枚)
152250	ディスプレイザブル エアウェイ
15120103	マネキンフェイスシールド (36枚/6ロール/箱)
152400	マネキンワイブ (50枚)

			成 人					
		商品	レサシアン ファーストエイド		レサシアン with QCPR		AED レサシアン with QCPR	
		タイプ	半身	全身	半身	全身	半身	全身
		カタログ番号	170-00150	170-01250	171-00150	171-01250	173-00150	173-01250
マネキン 標準附属品	追加スプリング ソフト&ハード		×	×	●	●	●	●
	ケース		ソフト	トロリー	ソフト	トロリー	ソフト	トロリー
以下 マネキンに対応しているオプション品								
	商品名	カタログ番号						
フィード バック	スキルガイド	170-30050	×	×	●	●	●	●
	SimPad Plus スキルレポータ	206-30001	×	×	●	●	●	●
	ワイヤレス スキルレポータ ライセンス	202-56050	×	×	●	●	●	●
AED トレーナ	AEDT-2	94005005	×	×	×	×	●	●
	AEDT-3	198-00150	×	×	×	×	●	●



製造販売元
レールダル メディカル ジャパン株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル
価格、納期、修理についてのお問い合わせ
カスタマーサービス ☎0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com
製品の操作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ
ヘルプデスク ☎0120-993-559
HelpDesk.jp@laerdal.com

公式サイト



YouTube



※当カタログの記載内容(製品仕様等)は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



蘇生率の向上は永遠のテーマです

レサシアン with QCPR

数々の研究からCPRの質は患者の予後に大きな影響を与えることが分かっています。
リアルタイム フィードバックシステムを利用してトレーニングを強化し
セッションにおける客観的な指導とデータを利用すれば
CPRの成績に改善が見られるとの調査結果も出ています。
トレーニング成績を客観的に評価することで効果の高いトレーニングを行い
正しいCPRスキルが身に付きます。

www.laerdal.com

その場で手軽に確認するなら

スキルガイド

新しくなったスキルガイドは、リアルタイムでCPRスキルの測定フィードバックにより受講者のスキルを向上させます。小型で計量なので携帯に便利です。



寸 法：長さ9.5cm×幅6.5cm×高さ1.0cm
重 量：約0.063kg

個人でもチームでも
しっかりとしたガイダンスと
詳細なデータ管理に

SimPad Plus スキルレポータ

SimPad Plus スキルレポータで、マネキン6体まで無線でコントロールできます（別途ルーターが必要）。AEDレサシアン with QCPRと併用すれば、心調律をコントロールし、シナリオをワイヤレスで稼働させることができます。

インストラクターは、どの受講者がどのような状態であるか即座にわかります。レールダルが開発した新しいCPRの測定、記録およびスキル改善のためのツールです。

特長

- ・リアルタイムでのCPRスキルのフィードバック／評価モードでのトレーニング
- ・AEDトレーナ使用時にシナリオをリモートコントロール（レールダルのリンクシステムを経由）
- ・改善ポイントを強調した概要要旨と詳細な結果説明画面
- ・胸骨圧迫と人工呼吸の限度値・閾値が調整可能（ERC/AHAのプリセットガイドラインを含む）
- ・印刷および無料のSession Viewerでの隔離保存用にデータをPCに移管




寸 法：長さ15.8cm×幅12.6cm×高さ2.5cm
重 量：約0.45kg

リアルタイムフィードバックと
ディブリーフィングで
さらに効果的なトレーニングを
提供します。



Session Viewer

SimPad Plus スキルレポータに保存されたデータは、Session Viewer ソフトウェアで確認、保存ができます。ソフトウェアはwww.laerda.co.jpから無料でダウンロードできます。



レサシアン with QCPR
マネキン本体 (全身タイプ)
寸 法：長さ155.0cm×幅50.0cm×高さ22.0cm
重 量：約12kg

コンペティションに
理解しやすいグラフィックと
その後のデータ管理も容易に

ワイヤレス スキルレポータ

ワイヤレススキルレポータでは、Bluetoothの使用により最大6体までのマネキンを接続することができます。プロジェクトでの投影もでき、CPRコンテスト等に有用です。

特長

- ・リアルタイムでのCPR項目のフィードバック
- ・評価モードでのトレーニング（必要時、リアルタイムフィードバックをオフにする）
- ・詳細なディブリーフィング画面／サマリー画面の印刷
- ・胸骨圧迫と人工呼吸の限度値・閾値が調整可能（ERC/AHAのプリセット指針を含む）

AEDトレーニングも付加して
BLSを学びます

AEDレサシアン with QCPR

レールダル リンクテクノロジーと利用すれば、SimPad Plus スキルレポータがAEDトレーナのリモコン代わりにになります。

登録済シナリオの他にインストラクターは、オリジナルシナリオをカスタマイズすることができ、シナリオタイムライン上に全ての動作が記録されます。

