

SkillGuide

Viktig produktinformation



Miljöbetingade specifikation

Temperatur under användning: 0 °C till +40 °C; luftfuktighet <95 % icke-kondenserande.
Temperatur för förvaring och transport: -15 °C till +50 °C

Vatten- och smutstålighet

Inträngande av fasta främmande föremål - klass IP3X enligt IEC60529.
Inträngande av vatten - klass IPX2 enligt IEC60529.

Vatten och fukt

Använd inte apparaten under eller nära vatten. Använd inte produkten med våta händer.

Rengöring

Koppla bort SkillGuide från dockan innan rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel och sprejrengöring. Använd en luddfri trasa lätt fuktad med vatten för att rengöra utsidan.

Service

Försök inte att ta isär eller utföra översyn på SkillGuide. Demontering och service får endast utföras av behörig servicepersonal.

Garanti

Information om regler och villkor finns i Laerdals "Global warranty" (totalgaranti). För mer information, gå till www.laerdal.com

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

**WEEE**

Denna produkt är märkt i enlighet med det Europeiska rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Genom att säkerställa att den här produkten kasseras på rätt sätt bidrar ni till att förebygga de eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som felaktig avfallshandling annars skulle kunna resultera i.

Symbolen på produkten anger att den här produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Kassering av produkten ska ske i enlighet med de lokala miljöbestämmelserna.

Mer information om hantering, insamling och återvinning av den här produkten finns att få hos kommunen, ert sophämningsföretag, återvinningscentralen eller det Laerdal-ombud hos vilket ni köpte produkten.



Laerdal Medical AS förklarar härmed att då produkten bär CE-märkningen överensstämmer den med de grundläggande kraven i rådets direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (RoHS).



UKCA (U.K. Conformity Assessed): This product complies with the requirements of U.K. legislation of Electromagnetic Compatibility Regulations (S.I. 2016/1101).

UKCA (U.K. Conformity Assessed): This product complies with the requirements of U.K. legislation of Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations (RoHS) Regulations((S.I. 2012/3032).

© 2022 Laerdal Medical AS. Med ensamrätt.



Tillverkare av apparaten:

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377

Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norge

T: (+47) 51 51 17 00

20-16926 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives