

Trainingslösungen für Pflegeschulen mit unterschiedlichen Anforderungen

Grundlegende Beurteilungen • Fertigkeiten üben • realistische In-Situ Simulationen • Teamtrainings • Generalistik

Normaler Qualitätsstandard

Nursing Anne™

Ein zuverlässiges und bewährtes Trainingsmodell für die Pflegeausbildung



Anwendungsbereiche:

- Grundlegende Fähigkeiten in der Patientenpflege
- Fortgeschrittene pflegerische Maßnahmen
- Kostentoptimierte Lösung für relevante Skills einschließlich der Frauengesundheit, Wundbeurteilung und allgemeinen Pflege von Patienten

Besondere Funktionen:


- Kopf mit anatomischen Merkmalen, Trachea und Ösophagus zusammen mit Lungen und Magen ermöglichen das Praktizieren vieler Maßnahmen
- Verschiedene Maßnahmen zur Sauerstoffversorgung
- Beweglicher IV-Trainingsarm mit Venensystem
- Manuell generierter Karotispuls
- Beweglicher Arm für die Blutdruckmessung
- Ohren- und Augenspülung, Einträufeln von Medikamenten
- Auswechselbare weibliche und männliche Genitalien für die Blasen-Katheterisierung

Ausführungen:

- In hellem, mittlerem oder dunklem Hautton verfügbar

Optionales Zubehör:

- Fundus Diagnosemodul
- Wundmodule und Versorgungsset
- Brustamputationsmodul
- Brustuntersuchungsmodul
- IO-Bein



Hoher Qualitätsstandard

Nursing Anne Simulator

Entwickelt für die höchsten Anforderungen an die generalistische Pflegeausbildung



Anwendungsbereiche:

- Grundlegende und fortgeschrittene Fertigkeiten der Generalistik
- Realistische In-Situ-Simulationen mit Patientenbewusstsein und -beurteilung
- Spezialisierung von Teamtrainings für eine bestmögliche Patientenversorgung

Besondere Funktionen:

- Spontanatmung mit Heben und Senken des Brustkorbs (variable Atemfrequenz)
- Realistische Atemwege mit Uvula, Epiglottis, Stimmbändern und Speiseröhre
- Herz- Lungen- (anterior und posterior) und Darmgeräusche
- Beidseitiger Karotis-, Brachialis-, Radialis-, Femoralis- und Fußpuls
- Erkennung und Protokollierung der Puls palpation
- Beidseitig bewegliche Blutdruckarme (palpatorisch und auskultatorisch)
- Kabellose Bedienung
- Blinzeln Augen mit anpassbarer Lidschlagfrequenz
- Silikonhaut für ein realistisches Patientengefühl
- Vollständige Beweglichkeit der Extremitäten für Lagerungsübungen
- Beidseitige IV-Arme mit bereits gelegtem Port
- Tastbare Anatomie für die Beurteilung und Lokalisierung
- Beidseitige Injektionsstellen im Deltamuskel, ventral gluteal, dorsal gluteal und im Oberschenkel
- Weibliche Genitalien mit realistischer Anatomie
- CPR fähig

Ausführungen:

- Mittlerer und dunkler Hautton
- Geriatriischer Patient
- Afrikanische Abstammung

Optionales Zubehör:

- Subkutan und IM-Injektionspads
- Diabetische Füße und Wunden
- Wunddiagnose und Versorgungsset
- Geriatriisches Set mit Häuten und Perücke
- Mastektomie-Haut
- Männliches Genital



Bringen Sie Ihre Trainings auf die nächste Stufe

Lösungen für ein effizientes und effektives Lernen

Skillstrainer
Trainingsmodelle für alle Fachbereiche



SimCapture
Aufzeichnungs- und Debriefing-Lösung (OSCE geeignet)



NESTLED
Schulungsprogramm für Lehrpersonal



Laerdal Scenario Cloud
von Experten geschriebene Szenarien für die Pflege

