



**Laerdal**  
helping save lives



## Simulateur Nursing Anne Geriatric

Aide à la formation des soins de patients gériatriques

Le simulateur Nursing Anne Geriatric est un mannequin modulaire à corps entier destiné à mieux préparer les soignants à la gestion des incertitudes, des complications et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en gériatrie, au quotidien.



Disponible avec un teint de peau intermédiaire ou foncé



## Informations de commande

- 322-05050 Simulateur Nursing Anne Geriatric, peau intermédiaire  
 322-04050 Simulateur Nursing Anne Geriatric, peau foncée

Simulateur à corps entier avec bras et jambes articulés. Comprend une perruque grise, des foulards pour la tête, un lot de pupilles avec cataracte et arc sénile de la cornée, un kit de stomie, un brassard à tension artérielle, un vaporisateur de lubrifiant, du faux sang, des coussinets pour injection sous-cutanée, des kits de pansements en silicone, une blouse taille adulte et un guide de configuration rapide.

### Kits d'accessoires

- 322-10550-N Simulateur Nursing Anne Geriatric - Kit de peau intermédiaire  
 322-10550-D Simulateur Nursing Anne Geriatric - Kit de peau foncée

### Options de fonctionnement et de surveillance du patient

- 204-30101 SimPad PLUS (télécommande portable)  
 400-10201 Ordinateur portable PC Formateur - Moniteur patient  
 400-09201 Tablette PC Formateur - Moniteur patient  
 400-09501 PC Formateur renforcé - Moniteur patient  
 400-29301 PC écran tout en un Formateur - Moniteur patient

### Licences

- 204-50150 Licence du logiciel LLEAP pour SimPad PLUS  
 400-01050 Licence pour le logiciel LLEAP PC

### Accessoires

- 322-11050-M Peau de devant de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-11150-M Peau de derrière de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-38550-M Bras droit de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-38650-M Bras gauche de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-34050-M Organes génitaux féminins de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-28250-M Organes génitaux masculins de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-41650-M Peau du pied droit de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-41750-M Peau du pied gauche de patient âgé, teint intermédiaire  
 322-11050-D Peau de devant de patient âgé, teint foncé  
 322-11150-D Peau de derrière de patient âgé, teint foncé  
 322-38550-D Bras droit de patient âgé, teint foncé  
 322-38650-D Bras gauche de patient âgé, teint foncé  
 322-34050-D Organes génitaux féminins de patient âgé, teint foncé  
 322-28250-D Organes génitaux masculins de patient âgé, teint foncé  
 322-41650-D Peau du pied droit de patient âgé, teint foncé  
 322-41750-D Peau du pied gauche de patient âgé, teint foncé  
 322-31150 Lot de pupilles avec cataracte/arc sénile de la cornée  
 322-21050 Perruque, cheveux gris

Visitez le site [Laerdal.com](http://Laerdal.com) pour obtenir la liste complète des spécifications, pièces détachées, accessoires et consommables.

## Fonctionnement


Le simulateur Nursing Anne Geriatric peut être contrôlé par un ordinateur pour formateur LLEAP ou une télécommande SimPad®/ SimPad® PLUS, peut être utilisé avec un moniteur patient simulé et est compatible avec la solution pulmonaire ASL 5000.



## Pour des simulations plus réalistes !

Le simulateur Nursing Anne Geriatric est un mannequin corps entier particulièrement réaliste qui ressemble à un patient âgé. Cette précision au niveau des détails physiques associée aux caractéristiques cliniques du simulateur Nursing Anne permet de couvrir tous les aspects du programme de soins infirmiers modernes pour préparer de façon optimale les étudiants aux soins des patients en gériatrie.

- Évaluation de l'état de conscience du patient
- Auscultation des bruits cardiaques, respiratoires et intestinaux
- Articulation et positionnement réalistes du patient
- Administration et gestion des médicaments et des liquides
- Palpation des repères anatomiques
- Examen bilatéral du pouls



## Optimisez votre formation par la simulation

Des services et des solutions reposant sur la simulation pour mettre en application les techniques de soins aux patients âgés en classe et en situation réelle

### Laerdal Scenario Cloud

Une variété de cas patients, notamment des simulations axées sur la gériatrie



### Solution pulmonaire ASL 5000™

Formation hautement réaliste à la gestion de la ventilation



### SimCapture

Solution de gestion de la simulation et du débriefing

