



# Laerdal

helping save lives



## レサシベビー QCPR 質の高い乳幼児蘇生トレーニング

レサシベビー QCPR は、乳幼児に対する精度の高い CPR スキルのトレーニングと質の高いチームトレーニングを新たなレベルへと進化させ、乳幼児の心停止というストレスのかかる状況下において、プロの初期対応者が自信を持ってすばやく対応できるようサポートするためのソリューションです。



正確な QCPR フィードバック



高度な気道管理\*



骨髄穿刺\*

\*オプション機能

# レサシベビー QCPR + SkillReporter アプリ - 最強の組み合わせ

Android および iOS タブレット対応の SkillReporter アプリは、客観的なフィードバックと重要な CPR パラメータの正確な測定値を提示し、医療現場の対応者が徹底したトレーニングを積むことができるよう支援します。



カスタム設定



正確なフィードバック



タイムライン表示



セッションデータ



保存とエクスポート

## 主な機能

### CPR

- QCPR フィードバック対応
- 口対口換気
- フェイスシールド、ポケットマスク、BVM を使った換気

### 気道

- 換気による胸郭の上下をリアルに再現
- 気道閉塞 - 屈曲と伸展
- 声門上デバイス挿入<sup>1</sup>
- 気管内挿管手順のサポート<sup>1</sup>

<sup>1</sup> エアウェイヘッドの場合

### 脈拍

- 上腕拍動 - 手動操作

### IO

- 骨髄穿刺手技<sup>2</sup>
  - 液体投与<sup>2</sup>
- <sup>2</sup> オプションの骨髄穿刺用左脚を使用

### 全般

- ラテックス不使用
- Bluetooth LE による安定したワイヤレス接続
- 1回の充電で最長 37 時間動作する充電式バッテリー

## 正確かつリアルタイムの総括フィードバック

- 圧迫頻度、深度、解除
  - 誤った手の位置の検知
  - 換気速度と換気量
  - 圧迫および換気回数
  - 圧迫比率
  - CPR タイムライン - リアルタイム、イベント後、保存済みセッション<sup>3</sup>
  - 有益なデブリーフィング - 圧迫、換気、圧迫比率に関するデータの詳細な解釈<sup>3</sup>
- <sup>3</sup> SimPad PLUS スキルレポータまたは SkillReporter アプリを使用

## 製品情報：

### レサシベビー QCPR 種類

レサシベビー QCPR	161-01260
レサシベビー QCPR エアウェイヘッド付	162-01260

### アクセサリ

骨髄穿刺用左脚	083200
フィードバックデバイスオプション	
SimPad PLUS スキルレポータ	206-30001
スキルガイド	170-30050
SkillReporter アプリ	タブレット - Android/iOS

### 消耗品

レサシベビーQCPR エアウェイ(5 枚) <sup>4</sup>	161-10550
レサシベビーQCPR 肺袋(10 枚)	161-10005
交換用脚パッド(5 個)	082305

<sup>4</sup> エアウェイヘッドでは使用しません。



### SimPad PLUS スキルレポータ

頑丈なレールダル専用 SimPad PLUS タブレットで QCPR フィードバックを確認することができます。さらに、チームモード CPR や ShockLink デバイスとの接続も可能です。



### スキルガイド

小型で持ち運べるスキルガイドは、有線接続にて使用し、電源を入れたらすぐに使用することができます。また SkillReporter アプリや SimPad PLUS スキルレポータ と併用することもできます。



**Laerdal**

helping save lives

詳しくは [www.laerdal.com/jp/ResusciBaby](http://www.laerdal.com/jp/ResusciBaby) をご覧ください

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com