



Laerdal

helping save lives



小さな 小さな 命を救うトレーニング

Premature Anne (早産児タスクトレーナ)

Premature Anne(早産児タスクトレーナ)は、米小児科学会(AAP)との協力のもとで開発された、超低出生体重児(25週サイズ)を再現したリアルな早産児マネキンです

このモデルは、医療従事者による適切な処置、および早産児の蘇生トレーニング用に作られています

www.laerdal.com


American Academy
of Pediatrics



DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™

Premature Anne (早産児タスクトレーナ)

25週サイズ
(約30cm)の
超低出生体重児
を再現



気道の機能

- 気管挿管
- 右主気管支挿管
- 陽圧換気
- セリック法
- 経鼻/経口挿管

血管アクセス

- 臍動脈・臍静脈
- 臍帯部リザーバ

呼吸機能

- 人工換気時に胸部が挙上

事前設定されたIVポート (針・チューブ挿入、留置 トレーニング用※液体使用不可)

- 右伏在静脈
- 左手背の静脈
- 左肘前窩

超低出生体重児のリアルな蘇生トレーニングのために

解剖学的な正確さ

リアルな各器官サイズで構成された早産児モデルです

リアルな気道の機能

気管挿管を含む気道管理のトレーニング用にもデザインされています

リアルなトレーニング体験を実現


Premature Anne(早産児タスクトレーナ)は、極小サイズの早産児に対する蘇生トレーニングに、今までにないリアリティをもたらします

AAP新生児蘇生の実施をサポート

Premature Anne(早産児タスクトレーナ)の機能はNRP(アメリカ小児科学会の新生児蘇生プログラム)コースのカリキュラム目標達成を目指して作られています

軽く、持ち運びが簡単です

Premature Anne(早産児タスクトレーナ)はさまざまな臨床シーンや搬送シーンでご活用いただけるよう、ケーブル類がありません



カタログ番号	品名
290-00050	Premature Anne (早産児タスクトレーナ)
290-00150	Premature Anne (早産児タスクトレーナ 2セット)

*詳細については www.laerdal.com をご参照ください



Laerdal[®]
helping save lives

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

〒102-0075 東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル

価格、納期、修理についてのお問い合わせ
カスタマーサービス ☎0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com

製品の動作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ

ヘルプデスク 📧

HelpDesk.jp@laerdal.com

※当カタログの記載内容(製品仕様等)は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。