



Laerdal

helping save lives



リトルファミリーQCPR

リトルファミリーQCPRは年齢別 CPR トレーニングマネキンが揃った便利なセットです。簡単に持ち運べて保管も可能な車輪付きキャリーケースに入っています。

3つのマネキンはいずれも質の高い CPR 測定機能「QCPR フィードバックテクノロジー」を採用しており、インストラクターは学習者ひとりひとりに客観的なフィードバックが与えられ、効率的なクラス運営と高いトレーニングの質も確保できます。

構成品

- リトルアンQCPRx1、マネキンフェイスx1、リトルアンエアウェイx2
- リトルジュニアQCPRx1、ジュニアフェイスx1、ジュニアエアウェイx2
- リトルベビーQCPRx1、リトルベビー肺x6
- 単三乾電池6本（2本はリトルベビーQCPRに取り付け済み）
- トレーニングマットx3
- マネキンワイプx18
- キャリーバッグ
- 取扱説明書

製品番号

136-01050

製品名

リトルファミリーQCPR

価格（税込）

121,000



楽しく学習する 正しい技術を教える

1回のセッションで全年齢に対応したトレーニングを行うことで、学習者に自信を与えられます。客観的なフィードで学習者の到達レベルに合わせられます。

ガイダンスとフィードバックの取得

QCPR アプリでは、客観的フィードバックとガイドにより、インストラクターは少ない時間でより実践的に多くの学習者をトレーニングできます。

ゲーム感覚で学ぶ

競争心もモチベーションを高めます。トレーニングセッションの最後に高い緊張感の中でゲーム感覚の QCPR レースを行うことで、学習者が自ら学ぶ力と CPR スキルを強化できます。



CPR レース紹介動画
(1分)



スキルガイド

小型で軽量、持ち運びに便利な QCPR フィードバック装置です。CPR スキルを測定し、記録、改善につなげます。



QCPR Training アプリ

一度に最大6名のトレーニングを観察、指導できます。また客観的リアルタイムフィードバックが得られます。

App Store、Google Play よりダウンロードいただけます。

別売のフィードバックデバイス

製品番号	製品名	価格 (税込)
170-30050	スキルガイド	9,900
206-30001	SimPadPLUS スキルレポータ	264,000

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal[®]
helping save lives