




Laerdal

helping save lives



IV トレーニングアームキット

IV アームトレーニングキットは、末梢の静脈確保トレーニング用にデザインされた成人サイズ
のモデルです。

特徴:

- 肘前窩および手背の正中／尺側／橈側皮静脈に穿刺できます
- 血管は触知可能なデザインとなっており、穿刺前の部位を確認できます
- 血液逆流の確認ができます
- 末梢の静脈路確保、輸液、薬剤投与のいずれにも対応しています
- 三角筋への筋肉注射を実施できます
- 全身のトレーニングマネキンに装着できます
- 皮膚と静脈は交換できます



カタログ番号：270-00001

価格：184,690（税込）

構成品

IV トレーニングアーム本体、交換用スキン、IV バッグ、
チューブおよびクランプ、マルチ静脈システム、潤滑剤、
疑似血液、肩部装着用工具一式、静脈帯 x 4、取扱説明書

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com