

次世代のシングルユース レサシテータ ザ・バッグ II

シングルユースによる高い安全性を

- 分解・再組立が不要。組立作業間違いによる医療事故の防止につながります
 - 洗浄・消毒／滅菌の不備による交差感染事故のリスクを低減します
 - 再使用に伴う作業負荷を軽減します
- 成人用2サイズ、小児用2サイズ、新生児用1サイズの5種類
 - ラテックスフリー
 - 長さ調整可能なストラップ付
 - 35cmH₂Oの圧限定バルブ付き (小児用および新生児用のみ)
 - スタールーメンチューブおよび根本部補強により折れにくい酸素チューブ
 - 一部のマスクは硬さ調整ができるインフレーションポート付き
 - オプションのシングルユースPEEPバルブを接続可能



標準セット品 (構成品: マスク、蘇生バッグ、酸素リザーババッグ、酸素供給チューブ 各1、ユーザーガイド)

カタログ番号	商品名	マスクサイズ	用途	適用体重	換気バッグ容量 (ml)	酸素バッグ容量 (ml)	圧限定バルブ	*ポート	入数
84511105	ザ・バッグ II成人用#5	#5	成人用	20kg以上	1,650	2,900	なし	なし	1
84514105	ザ・バッグ II成人用#4	#4	成人用	20kg以上	1,650	2,900	なし	なし	1
84515105	ザ・バッグ II成人用#5ポート付	#5	成人用	20kg以上	1,650	2,900	なし	あり	1
84515205	ザ・バッグ II小児用#3ポート付	#3	小児用	10~20kg	500	2,900	あり	あり	1
84512105	ザ・バッグ II小児用#3	#3	小児用	10~20kg	500	2,900	あり	なし	1
84512305	ザ・バッグ II小児用#2	#2	小児用	10~20kg	500	2,900	あり	なし	1
84513105	ザ・バッグ II新生児用#1	#1	新生児用	2.5~12kg	230	810	あり	なし	1

オプション品 (マスク単体、PEEPバルブ単体)

*マスク インフレーションポート

カタログ番号	商品名	マスクサイズ	用途	適用体重	*ポート	入数
84517005	ザ・バッグ IIマスク成人用#5ポート付	#5	成人用	20kg以上	あり	1
84516005	ザ・バッグ IIマスク成人用#4ポート付	#4	成人用	20kg以上	あり	1
84515005	ザ・バッグ IIマスク小児用#3ポート付	#3	小児用	10~20kg	あり	1
84515605	ザ・バッグ IIマスク小児用#2ポート付	#2	小児用	10~20kg	あり	1
84515505	ザ・バッグ IIマスク新生児用#1ポート付	#1	新生児用	2.5~12kg	あり	1
84514005	シングルユースPEEPバルブ	-	-	-	-	1

高度管理医療機器
認証番号: 229AFBZX00087000
販売名: ザ・バッグ II

公式サイト

YouTube



製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal

helping save lives

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受けいたします。