



## 蘇生トレーニング

## レサシアン Q CPR

1960年より、レサシアンはCPRトレーニングツールとして多くの医療従事者の方々にご利用いただき、5億人以上の方のトレーニングツールとしてご活用いただいています。

これによりおよそ250万人の命が救われてきました。

# QCPR フィードバック オプション




## SimPad PLUS スキルレポータ

医療従事者に推奨されるフィードバックオプション。シナリオに基づいたチームトレーニング中に記録したイベントの CPR パフォーマンスパラメータおよびタイムラインに関する詳細なフィードバックが含まれます。マネキンとは有線・無線接続が選択できます。



## スキルガイド

小型で携帯型の軽量デバイスです。CPR スキルの測定、追跡、および改善のために学習者に素早いフィードバックを直接提供します。



## フリーダウンロード (iOS/Android) QCPR Training アプリ

インストラクターや学習者は、圧迫の深度、リリース、速度および換気についてのフィードバックをスマートフォンやタブレットのアプリから、Bluetooth 接続にて使用できます。



すべてのフィードバックオプションは、圧迫深度、圧迫速度、圧迫解除、圧迫時間、換気速度および換気量に対応しています。

### 機能:

- 人体に近い解剖学的構造(頭部後屈、顎先挙上、胸骨 圧迫の深度、力と胸の挙上)を再現
- 頸動脈拍動の再現(脈拍バルブ使用・手動)
- センサーで正しい手の位置を感知
- 換気や対口もしくはバックバルブマスクでの換気にて、正しい胸の挙上を再現
- 除細動器(実機)を使つてのトレーニングが可能(オプションの ShockLink 使用時)
- さまざまなフィードバックデバイスに対応:
  - スキルガイド
  - SimPad PLUS スキルレポータ
  - ワイヤレススキルレポータ(PC 用)
  - QCPR Training アプリ
- ガイドラインに準拠

### オプション

カタログ番号	商品名
206-30001	SimPad PLUS スキルレポータ
123-30050	スキルガイド (延長ケーブル付き)
185-10050	ShockLink

カタログ番号	商品名
171-00160	レサシアン QCPR 半身充電式
171-01260	レサシアン QCPR 全身充電式
173-00160	AED レサシアン QCPR 半身充電式
173-01260	AED レサシアン QCPR 全身充電式



レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。  
「レサシアン QCPR」の詳細については [Laerdal.com/ResusciAnne](http://Laerdal.com/ResusciAnne) をご覧ください