



# Laerdal


helping save lives





## リトルベビー QCPR 質の高い救命者を育成

最先端の乳幼児 CPRトレーニングを実現するために開発されました。セッション中はリアルタイムのフィードバック、終了後は全体的なフィードバックが得られます。窒息に対処するトレーニング機能も搭載されています。

自信を持って CPR トレーニングを



# フィードバックオプション



## QCPR Training アプリ

- 1~6 台のマネキンに接続
- CPRパフォーマンスに関するリアルタイムのフィードバックと最終的な全体のフィードバックを表示
- セッション後に改善点を指摘
- 結果はアプリに保存
- 取り組む意欲を高めるための QCPR ゲーム
- App Store と Google Play より無料でダウンロードいただけます

## スキルガイド

- 有線の「プラグアンドプレイ」オプションを提供
- 単体で使用できる他、アプリと併用することもできます
- 自身のパフォーマンスをチェックしたい受講生に最適



## 製品情報:

リトルベビー QCPR 種類

リトルベビー QCPR 133-01050

リトルベビー QCPR 4 体パック 134-01050

QCPR フィードバックデバイスオプション

スキルガイド 170-30050

QCPR インストラクターアプリ – Android/iOS

QCPR ラーナーアプリ – Android/iOS

消耗品

リトルベビー QCPR 肺 24 個入り 133-10150

ベビーアンフェイス(6枚) 130-10450

ベビーアンフェイスコネクター(5個) 130-10050



## 主な機能

- 以下に関する質の高い CPR フィードバック
  - 胸骨圧迫の深さ、頻度、戻り具合、胸骨圧迫比率
  - 換気量
- 手の位置を示すセンサー
- 窒息トレーニングのための音声フィードバック
  - 異物除去の練習
- 乳幼児のリアルな外見と感触を再現
  - 体重、四肢、頭部後屈

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

