



Laerdal®
helping save lives



バイスタンダー CPR が命を救う


リトルジュニア QCPR

リトルジュニアにQCPRフィードバック機能がつけました！

受講者のCPRパフォーマンスを目で確認しながら、フィードバックを提供することはなかなか難しい場合があります。進化したリトルジュニアではタブレットやスマートフォンでのアプリを活用することにより、CPRの質の測定機能、フィードバック機能が備わり、客観的なデータに基づく指導が可能になりました。今、お使いのリトルジュニアマネキンにもアップグレードキットを使って、QCPR機能を追加いただけます。

QCPR機能：


- 胸骨圧迫と換気に関するリアルタイムフィードバック
- 全体のスコアや、改善のため提案を含むパフォーマンス情報の提供
- 胸骨圧迫のリリース、深さ、速さ、換気量、サイクル数に関するデータ



www.laerdal.com

QCPRテクノロジーは、CPRの質の改善に効果的であることが証明されています。--- より多くの命を救う助けとなるために

フィードバックオプション



QCPR Training アプリ


インストラクターや学習者は、深度、リリース、速度および換気についてのフィードバックを携帯電話やタブレットのアプリから、Bluetooth による無線で使用できます。

- ・ 1-6 台のマネキンに接続可能
- ・ CPR パフォーマンスのライブ情報 / 総合評価を表示
- ・ セッション後に改善のための提案を表示
- ・ 結果はアプリ内に保存
- ・ 「レースモード」
- ・ App store と Google Play から無料でダウンロードいただけます

スキルガイド

- ・ 有線接続で簡単に使用できる “plug and play” オプション
- ・ 単体で使用できるほか、アプリとともに使用することもできます

今、お使いいただいているリトルジュニアマネキンにもアップグレードキットを使って簡単に QCPR 機能を追加いただけます。



リトルジュニア

カタログ番号	商品名
128-01050	リトルジュニア QCPR
129-01050	リトルジュニア QCPR 4 体バック
128-60750	リトルジュニア QCPR アップグレードキット

アクセサリ・消耗品

カタログ番号	商品名
123-30050	スキルガイド (延長ケーブル付き)
183210	ジュニアエアウェイ (25 個入)
15120103	マネキンフェイスシールド (36 枚 x 6 ロール / 箱)
152400	マネキンワイプ (50 個入)
152401	マネキンワイプ (1200 個入)
183010	ジュニアフェイス (6 個入)



製造販売元
レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

リトルジュニア QCPR の詳細については <http://www.laerdal.com/LittleJuniorQCPR> をご覧ください。
※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。