

8-C バッテリーの充電時間

SimPadPLUSの画面右上にバッテリーの状態がパーセンテージで表示されます。

SimPadPLUSのリンクボックスのおおよその充電時間は次のとおりです。

SimPadPLUS

開始時の%	充電時間
10-60%	60分
60-80%	24分
80-100%	60分
合計	2時間24分

シミュレータ 배터리 (リンクボックス)

開始時の%	充電時間
0-30%	60分
30-60%	60分
60-80%	40分
80-100%	60分
合計	3時間40分



SimPadPLUSの
バッテリー状況

