



Laerdal®

helping save lives



Simulateur Nursing Anne – Homme

Préparer les futurs professionnels de santé à des techniques complètes de soins

Plébiscité par les formateurs en soins infirmiers, le Simulateur Nursing Anne – Homme fait partie de la seule plateforme modulaire multi-patient couvrant tous les aspects des programmes modernes de soins infirmiers. Extrêmement réaliste, ce simulateur patient permet au personnel infirmier de pratiquer des évaluations de base, de développer son esprit critique et de réaliser des interventions avancées. Il favorise ainsi l'acquisition de compétences dans la gestion des patients de différents sexes et dans l'administration de soins de haute qualité.



Disponible dans les couleurs de peau intermédiaire et foncée



Caractéristiques

Voies aériennes et respiration

- Voies respiratoires réalistes avec luette, épiglotte, cordes vocales et œsophage
- Plusieurs méthodes d'apport en oxygène
- Ventilation par insufflateur manuel
- Intubation orale/nasale
- Intubation dans la bronche souche droite
- Trachéotomie, aspiration trachéale et soins connexes avec liquide
- Respiration spontanée synchronisée avec fréquence respiratoire sélectionnée (0 à 60 cpm)
- Compatible avec la solution pulmonaire ASL 5000
- Foyers d'auscultation des bruits respiratoires en antérieur et en postérieur

Manipulation du patient

- Articulation complète des bras et des jambes pour des procédures réalistes de manipulation du patient
- Le menton peut être ramené vers la poitrine et rester dans cette position jusqu'à son repositionnement
- Tient assis sans assistance et se plie à la taille en position de trépid

Évaluation et soins du patient

- Anatomie palpable pour évaluation et localisation du site comprenant la clavicule, le sternum, la colonne vertébrale, l'épine iliaque antéro-supérieure, la symphyse pubienne, le grand trochanter et l'omoplate
- Conduit auditif pour l'entraînement à l'irrigation et au nettoyage
- Hygiène et soins oraux
- Points de repère anatomiques précis pour l'insertion de sondes nasogastriques et la mesure du positionnement correct
- Lavage et alimentation par sonde

Administration de médicaments

- Bras de perfusion bilatéraux avec accès veineux pour bol intraveineux ou perfusion intraveineuse directe
- Sites d'injection bilatéraux dans les deltoïdes, les fessiers (ventroglutéal et dorso-glutéal) et les cuisses
- Sonde nasogastrique pour l'alimentation ou l'administration de médicaments

Fonctionnalités urinaires et intestinales

- Organes génitaux masculins avec anatomie réaliste
- Sondage urinaire avec capacité de retour de liquide
- Administration de lavement et suppositoires par voie rectale simulés

Fonctionnalités de circulation sanguine

- Pouls carotidien, brachial, radial, fémoral et pédiens bilatéraux
- Détection et enregistrement du pouls par palpation
- Mesure bilatérale de la tension artérielle non invasive (auscultation ou palpation)
- Bruits du cœur synchronisés avec l'ECG

Autre

- Cathéter central médio-claviculaire pour soin du site et procédure de perfusion
- Des sons vocaux préenregistrés peuvent être lus à un volume réglable
- Fréquence de clignement des yeux ajustable
- Possibilité d'ouvrir et de fermer totalement ou partiellement les yeux pour des indices de conscience
- Pupilles interchangeables (normales, dilatées et contractées)
- Adapté à la RCP
- Surveillance de l'ECG en cas d'utilisation avec un moniteur patient simulé
- Quatre zones d'auscultation contrôlées de manière indépendante pour les bruits intestinaux
- Fetal heart tone sounds
- Scénarios cliniques gratuits disponibles sur Laerdal Scenario Cloud

Moniteur patient

- Le moniteur patient simulé à écran tactile fournit un retour d'informations cliniques concis pour les paramètres physiologiques
- Paramètres simulés pour le fonctionnement de SimPad et SimPad PLUS : ECG, etCO₂, FC, SpO₂, TA, FR et température.
- Le fonctionnement avec LLEAP fournit des paramètres simulés supplémentaires comprenant : CO₂, PVC, PIC, anesthésique, train de quatre (TOF), débit cardiaque et plus encore. De plus, les options de surveillance LLEAP peuvent afficher les radiographies ainsi que les images et les vidéos personnalisées.

Informations de commande

- 321-05050 Simulateur Nursing Anne – Homme, peau intermédiaire
 321-04050 Simulateur Nursing Anne – Homme, peau foncée

Options de fonctionnement et de surveillance du patient

- 204-30101 SimPad PLUS (télécommande portative)
 400-10201 PC portable du formateur - moniteur patient
 400-09201 Tablette PC du formateur - moniteur patient
 400-09501 PC du formateur renforcé - moniteur patient
 400-29301 PC du formateur écran tout en un - moniteur patient

Licences

- 204-50150 Licence du logiciel LLEAP pour SimPad PLUS
 400-01050 Licence pour le logiciel PC LLEAP

Accessoires

- 320-10550-M Kit de Simulateur Nursing Anne – Homme, peau intermédiaire
 320-10550-D Kit de Simulateur Nursing Anne – Homme, peau foncée
 320-28050-M Kit d'organes génitaux masculins, peau intermédiaire
 320-28050-D Kit d'organes génitaux masculins, peau foncée
 320-34050-M Organes génitaux féminins, peau intermédiaire
 320-34050-D Organes génitaux féminins, peau foncée
 212-29650 Casque et micro avec USB (pour LLEAP)
 200-30950 Casque SimPad
 185-10050 Système ShockLink (des câbles adaptateurs peuvent être requis)
 375-51001-M Bras multiveineux, femme adulte, gauche
 213-20050 Inserts de pupilles bleues
 320-27050-M Module de mastectomie, peau intermédiaire
 320-22550 Coussinets d'injection sous-cutanée, 50
 320-23150 Pansements en silicone, IV – boîte de 50
 320-23250 Pansements en silicone, 4x4 – boîte de 50
 320-23350 Pansements en silicone, 8x10 – boîte de 10
 320-24050-M Trousse d'évaluation et de soin des plaies, peau intermédiaire
 320-24050-D Trousse d'évaluation et de soin des plaies, peau foncée
 320-25550-M Kit de plaies sur pieds avec évolution étape par étape, peau intermédiaire
 320-25550-D Kit de plaies sur pieds avec évolution étape par étape, peau foncée

Optimisez votre formation par la simulation

Des services et des solutions reposant sur la simulation pour mettre en application les techniques de soins aux patients en classe et en situation réelle

vSim® pour les soins infirmiers

Expérience d'apprentissage par simulation virtuelle, adaptative et interactive



Solution pulmonaire ASL 5000™

Formation hautement réaliste à la gestion de la ventilation



Laerdal Scenario Cloud

Bibliothèque numérique avec de nombreux scénarios cliniques validés par des experts



SimCapture

Solution de gestion de la simulation et du débriefing



Fonctionnement

Le simulateur Nursing Anne – Homme peut être contrôlé par un ordinateur pour formateur LLEAP ou une télécommande SimPad®/SimPad® PLUS, peut être utilisé avec un moniteur patient simulé et est compatible avec la solution pulmonaire ASL 5000.

