



# Laerdal

helping save lives



## AED レサシアン QCPR 全身/半身

レサシアン QCPR は、CPR トレーニングを新たなレベルの正確さと熟練度に引き上げるのに役立ちます。実際の緊急事態で使用されるのと同じ手順、機器、手法を用いてトレーニングすることで、個人のスキルとチームワークの両方を完璧にすることができます。またレールダルリンク機能搭載の AED レサシアン QCPR では、レールダルリンクテクノロジーを使用することで、マネキンのセンサーがパッドの正しい位置への装着を感知し、それに応じて AED トレーナのシナリオを進めます。

### レールダルリンクテクノロジー



フィードバック



パッド装着



AED トレーナ 2

AED トレーナ 3

マネキンのセンサーがパッドの正しい位置への装着を感知するまで、AED のシナリオが進みません。  
(AED トレーナ 2 および AED トレーナ 3 に対応)

## 主なトレーニング

### CPR

- ・ 質の高いCPRのためのフィードバック（フィードバックデバイス併用時）
- ・ 口対口人工呼吸
- ・ フェイスシールド、ポケットマスク、BVM換気
- ・ 気道確保
- ・ 換気時のリアルな胸部の挙上
- ・ セリック法、陽圧喚起、気道閉塞
- ・ 声門上器具（オプションのエアウェイヘッド使用時）

### 脈拍

- ・ 頸動脈拍の再現（手動）



### 除細動

- ・ 実機を使つての除細動トレーニング（ShockLink併用時のみ）
- ・ パッドの位置確認（オプションのAED スキンとレールダルAEDトレーナまたはShockLink使用時）

### QCPR フィードバック

- ・ 胸骨圧迫の速さと深さ
- ・ 完全な胸の戻り（リリース）
- ・ 正しい手の位置（アプリは不对応）
- ・ 適切な換気量

### 構成品（共通）

- ・ マネキン本体（半身または全身）
- ・ レサシアンスプリング（30kg/60kg）
- ・ マネキンワイプ
- ・ マネキンフェイス x 3
- ・ ディスポーザブルエアウェイ x 2
- ・ USB ケーブル A-C
- ・ USB 電源アダプタ
- ・ ShockLink マルチトレーニングパッド
- ・ キャリーバッグ
- ・ トレーニングマット（全身のみ）
- ・ 取扱説明書
- ・ 重要事項説明書

※レサシアンスプリング 45kg と AED スキンは取付済

※半身モデルはバックがトレーニングマットとして使用可能

※フィードバック装置は別売

カタログ番号	製品名	価格（税込）
173-01260	AED レサシアン QCPR 全身 充電式	¥444,000
173-00160	AED レサシアン QCPR 半身 充電式	¥363,000
198-80750	AED リンクトレーニングパッド	¥7,590
198-80550	標準トレーニングパッド	¥6,930
94005005	AED トレーナ 2	¥96,800
198-00150	AED トレーナ 3	¥93,500
<b>フィードバック装置</b>		
206-30001	SimPadPLUS スキルポータ	¥286,000
170-30050	スキルガイド	¥12,100