



# Laerdal

helping save lives



幅(W)21.5 x 奥行き(D)22.3 x 高さ(H)6.8 cm

電源：1.5V 単2 アルカリ電池 6本 重量：約1.2Kg

## AED トレーナ 2

### 適切な AED トレーニングのために

ハートスタート FR2 をモデルに設計された AED トレーナで、適切な AED の使い方をトレーニングすることができます。

- ・ 国際的に認められた AED トレーニングコースに準拠した 10 のシナリオを内蔵
- ・ 指導者はリモコン（オプション）を使って、簡単にシナリオを操作可能
- ・ バッテリーケースは、ハートスタート FR2 のバッテリーのように装着可能
- ・ レールダルリンクトレーニングパッドと共に使用することで AED リトルアンではリンク機能が働き、パッド装着の位置に関するフィードバックが得られる

カタログ番号	製品名	価格（税込）
94005005	AED トレーナ 2	96,800
198-80550	標準トレーニングパッド	6,930
945051	リモートコントロール	12,100



#### リモートコントロールの操作機能

- ・ シナリオ選択、一次中断と再開
- ・ スピーカー音量調整
- ・ マネキンカバー内の LED 点灯
- ・ 患者の体動
- ・ パッド装着状態の設定
- ・ 除細動を要する波形の設定

#### 構成品

- ・ トレーナ本体
- ・ ソフトケース
- ・ 標準トレーニングパッド 1 組
- ・ 取扱説明書

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com