

# ナーシングキッド + SimPad PLUS

ナーシングキッドとSimPad PLUSを組み合わせ使用し、小児を対象とした看護ケアトレーニングとフィジカルアセスメントを実施できます。

## ナーシングキッド

### ① 看護ケアトレーニングに対応

マネキンは5歳児（120cm）を想定しており、看護ケアに関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- ・経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- ・バッグバルブマスク換気
- ・浣腸
- ・静脈路確保および輸液、筋肉注射
- ・経鼻・経口胃チューブ挿入
- ・導尿カテーテル
- ・気管切開後のケアと吸引
- ・フィジカルアセスメント
- 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
- 心音/呼吸音/腹部音（正常・異常）の聴取
- 発声による訴えの認識



モニタ端末（オプション）

### ② あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使って、様々なバイタルサインの変化を自在に再現できます。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad PLUS とモニタの組み合わせで再現可能な項目：

- ・心電図(3誘導および12誘導)、
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧（観血および非観血）
- ・呼吸数
- ・体温



SimPad PLUS



ナーシングキッド

## SimPad PLUS

### ① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューによりどなたでも簡単にお使いいただけます。

### ② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

### ③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



## 製品情報

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
350-05050	<b>ナーシングキッド</b> 構成品：マネキン本体、潤滑剤、ジャケット/パンツ、ソフトケース、取扱説明書	¥ 605,000
204-30001	<b>SimPad PLUSシステム</b> 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書	¥ 363,000
204-50150	<b>LLEAP for SimPad PLUS ライセンス</b> SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。	¥ 495,000
204-30001PP	<b>SimPadPLUSワイド保証</b> 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファービッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。	¥ 132,000
400-09201	<b>操作・モニタ端末(タブレット型)</b> SimPad PLUSと組み合わせて動作する <b>患者モニタ</b> です。シミュレーションの幅が広がります。	¥ 514,800
200-EDSP300	<b>ナーシング/メガコード 再履修コース SimPad 1日 インストラクション付</b> マネキンとSimPad PLUSをシミュレーション教育でどう活用するかを学んで頂くコース。	¥ 330,000

## 消耗品

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
250-21050	潤滑剤 (45ml)	¥ 3,740
300-00750	疑似血液 (95ml)	¥ 5,060
350-00750	小児大腿部パッド	¥ 10,560
350-00850	小児用臀部パッド	¥ 10,230
350-01050	小児用性器バルブキッド	¥ 50,600
375-70150	交換用静脈&スキンIVアーム	¥ 34,100

## 個別スキルトレーニングに

### 血圧測定トレーニング

375-42050 価格 165,000円 (税込)

SimPad血圧トレーナ

- 徐脈や不整脈など難しい条件でも、聴診法と触診法で血圧を測定できます。
- 橈骨と上腕で脈拍を触知可能です。
- SimPadを使って脈拍数の変更、脈拍の強度変更、不整脈の再現などができます。
- 専用カフ、ソフトケースが付属します。



製造販売元

ルールダル メディカル ジャパン株式会社

カスタマーサービス

☎0120-309-060 www.laerdal.com



**Laerdal**

helping save lives